

Slushman Traction Splint - Compact (STS-C)

UPUTE ZA UPORABU

RESCUE ESSENTIALS



1. Ako je pacijent viši od 5 ft (1,5 m), izvlačite srednju cijev iz vanjske cijevi dok se gumb s oprugom ne zaključa.



Primijenite proksimalno od lista ili patele

2. Proksimalno na list ili patelu pričvrstite neoprenski remen vanjske cijevi.



Kopča remen za preponu

3. Primijenite crni remen za preponu te ga prilagodite tako da čvrsto prijanja oko gornjeg dijela bedra.



Povucite da biste postigli trakciju

4. Nježno povlačite užu za trakciju dok bol ne popusti.



V-urez

5. Blokirate užu na mjestu povlačeći ga prema dolje u V-urez na vrhu unutrašnje cijevi.



Kljune

6. Slobodni kraj užu za trakciju omotajte oko obje kljune da biste ga pričvrstili.



Slishman Pressure Wrap za rotacijsku stabilnost

7. Stabilizirajte* i podložite ozlijeđeni ekstremitet radi udobnosti.



Pratite CSM

8. Pomno pratite cirkulaciju, senzorne i motorne funkcije (CSM) te po potrebi podesite.



Pedijatrijska upotreba

Napomena: ako je riječ o djetetu ili nižem pacijentu, po potrebi pričvrstite neoprenski remen za gležanj radi boljeg pristajanja.

*Stabilizacija se može postići raznim predmetima, uključujući jastuke, pokrivače, remenje za nosila, vakuumske udloge, savitljive udloge ili trostrane udloge. Uz proizvod se isporučuje Slishman Pressure Wrap za bolju rotacijsku stabilnost primjenom sljedećeg postupka:

1. Zahvatite bilo koje stopalo omčom na elastičnom zavoju. Omča ne mora tijesno pristajati uz stopalo.
2. Omotajte suprotno stopalo tako da stopala budu jedno uz drugo i da se tako postigne rotacijska stabilnost. Tijekom omatanja pričvršćujte bijele kukice za crnu tkaninu.
3. Nastavite motati do kraja elastičnog zavoja te ga pričvrstite bijelim kukicama za crnu tkaninu ispod etikete.
4. Zapišite vrijeme primjene u prostor na etiketi ako smatrate da je korisno. (Zavoj se može upotrijebiti i za ograničavanje krvarenja kao svaki drugi elastični kompresijski zavoj.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

UPUTE ZA UPORABU

RESCUE ESSENTIALS

NAMJENA:

Slishman Traction Splint namijenjen je zdravstvenim radnicima za upotrebu pri stabilizaciji i trakciji slomljene bedrene kosti. Proizvod se može upotrebljavati i kao jednostavna udloga za svaki prijelom, istegnuće ili uganuće ekstremiteta.

UPOZORENJA:

Slishman Traction Splint može se upotrebljavati za imobilizaciju bilo koje ozljede kao osnovna udloga. Za prijelome kuka, zdjelice ili ramene kosti može se primijeniti trakcija ako se testnim povlačenjem uža za trakciju odmah umanjí bol ili vrati prokrvljenost. U slučaju jako otvorenih i kontaminiranih fraktura valja izbjegavati trakciju ako bi se njome mogli kontaminanti uvući u tijelo.

NAPOMENA:

Svi ozbiljni incidenti povezani s ovim proizvodom moraju se prijaviti tvrtki Tri-Tech Forensics te nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima boravište odnosno poslovni nastan.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE:

Nakon svake upotrebe potrebno je provjeriti je li udloga Slishman Traction Splint i dalje u dobrom radnom stanju. Udlogu je potrebno temeljito očistiti vodom i dezinfekcijskim sredstvom, a potom obrisati čistom krpom. Ako dođe u doticaj s otrovnim tvarima, kao što su organofosfati, radioaktivnim materijalima ili većom količinom tjelesnih tekućina, udlogu je potrebno odložiti u otpad u skladu s uputama za odlaganje opasnih materijala ili biološkog otpada. Ako se može oprati i dezinficirati, može se ponovno upotrebljavati. Nemojte upotrebljavati izbjeljivač. Prilikom čišćenja nemojte uklanjati ni olabavljivati remenje. Neoprenski remen vanjske cijevi ne smije se čistiti vrućom vodom jer bi to moglo uzrokovati skupljanje ili raslojavanje. Remen umjesto toga temeljito prebrišite dezinfekcijskim maramicama. STS valja baciti ako je jako kontaminiran, ako je za čišćenje potreban velik napor ili ako su proizvod ili bilo koji od njegovih mehanizama oštećeni tijekom upotrebe. Rescue Essentials zamijenit će svaki Slishman Traction Splint koji se upotrebljava za obuku, a pri čijoj neprekidnoj upotrebi dođe do habanja ili pucanja.

KOMPONENTE PROIZVODA STS-C



Proizvodi Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 SAD

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patenta #: SAD 11.324.624 B2, datum patenta: 05102022,
proizvedeno pod patentima SAD-a: 10.517.750 i 11.324.624
Europski patent (DE, FR, UK) br. 3226817, Kanadski patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nizozemska

MD	Medicinski proizvod	UDI	Jedinstveni identifikator proizvoda	EC REP	Ovlašteni predstavnik za Europu	SN	Serijski broj		Datum proizvodnje
LATEX	Nije izrađeno od prirodnih guma		Proizvođač		Pročitajte upute za uporabu	LOT	Broj serije		