

Slushman Traction Splint - Compact (STS-C)

BRUGERVEJLEDNING

RESCUE ESSENTIALS



1. Det midterste rør trækkes fra det ydre rør, indtil fjederknappen klikker på plads ved patienter, der er højere end 5 ft (1,5 m).



2. Sæt den ydre rørstrop af neonprene godt fast proksimalt ved læggen eller knæskallen.



3. Sæt den sorte lyskestrop på, og juster den, så den sidder tæt omkring låret.



4. Træk forsigtigt i snoren for at skabe træk, indtil smerten er lindret.



5. Fastgør snoren ved at trække den ned i V-hakket øverst på det indre rør.



6. Fastgør den løse ende af trækssnoren ved at vikle den en gang rundt om begge klampevinger.



7. Stabiliser* og polstr det skadede ben, så det bliver behageligt.



8. Overvåg cirkulation, følelse og motorisk funktion (CSM) nøje, og juster efter behov.



Bemærk: Til kortere patienter eller børn kan man sætte en neoprene-strop på anklen, hvis det er nødvendigt for at få en bedre pasform.

*Stabilisering kan opnås med flere ting, herunder puder, tæpper, backboard-stropper, vakuumskiner, formbare skinner eller boksskiner. **Slushman Pressure Wrap** er inkluderet for at hjælpe med rotationsstabilitet ved hjælp af følgende trin:

1. Bind begge fødder sammen med løkken på det elastiske bånd. Løkken behøver ikke at være stram.
2. Vikl båndet rundt om den modsatte fod, så de to fødder ligger ved siden af hinanden og dermed giver rotationsstabilitet. Sæt de hvide kroge fast i det sorte stof, mens du binder fødderne sammen.
3. Fortsæt med at vikle rundt til enden af elastikken, og sæt de hvide kroge under etiketten fast på det sorte stof.
4. Skriv påføringstiden i feltet på etiketten, hvis det skønnes nyttigt. (Båndet kan også bruges til at begrænse blødning som med enhver elastisk trykbandage.)



SCAN ME

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

BRUGERVEJLEDNING

RESCUE ESSENTIALS

TILSIGTET FORMÅ:

Slishman Traction Splint er beregnet til brug af sundhedspersonale til stabilisering og traktion af lårbensbrud. Den kan også bruges som en simpel skinne til alle former for frakturer, forstrækninger eller forstuvninger i ekstremiteterne.

ADVARSLER:

Slishman Traction Splint kan bruges til at hjælpe med at immobilisere enhver skade som en grundlæggende skinne. Traktion kan overvejes ved hofte-, bækken- eller humerusfrakturer, hvis et testtræk i træksnoren giver øjeblikkelig smertelindring eller genoprettelse af blodgennemstrømning. Traktion bør undgås ved store åbne og kontaminerede frakturer, hvor traktion kan risikere at trække kontaminanter ind i kroppen.

BEMÆRK:

Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til Tri-Tech Forensics og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patient er etableret.

RENGØRINGSVEJLEDNING:

Efter hver brug skal Slishman Traction Splint inspiceres for at sikre, at den stadig er i god stand. Skinnen skal rengøres grundigt ved at vaske den med vand og desinfektionsmiddel og derefter tørre den af med en ren klud. Hvis skinnen kommer i kontakt med giftstoffer som organofosfater, radioaktivt materiale eller store mængder kropsvæsker, skal den bortskaffes på samme måde som farligt materiale eller biologisk affald. Hvis den kan vaskes og desinficeres, er det acceptabelt at genbruge den. Brug ikke blegemiddel. Fjern eller løsn ikke nogen stropper i forbindelse med rengøring. Den ydre rørstrop af neoprene må ikke rengøres med varmt vand, da det kan medføre krympning eller delaminering. Tør i stedet stroppen grundigt af med desinficerende servietter. STS'en skal betragtes som engangsudstyr, hvis den er meget forurenet, hvis rengøringen kræver en stor indsats, eller hvis enheden eller en af dens mekanismer er blevet beskadiget ved brug. Rescue Essentials erstatter enhver Slishman Traction Splint, der bruges til træning, og som er slidt eller gået i stykker på grund af kontinuerlig brug.

KOMPONENTER TIL STS-C



Produceret af Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patentnummer: USA 11,324,624 B2, dato for patent: 05102022

fremstillet under USA patenter: 10,517,750 og 11,324,624

Europæisk patent (DE, FR, UK) Nr. 3226817 · Canadisk patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Holland

MD	Medicinsk udstyr	UDI	Unik enhedsidentifikator	EC REP	Autoriseret europæisk repræsentant	SN	Serienummer		Dato for fremstilling
LATEX	Ikke fremstillet med naturlig gummilatex		Producent		Se instruktioner	LOT	Partnummer		