

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

KASUTUSJUHEND

RESCUE ESSENTIALS



1. Kui patsiendid on pikemad kui 1,5 m (5 ft), tõmmake keskmine toru välimisest torust välja, kuni vedrunupp fikseerub.



Paigaldamine säärest või põlvekedrast proksimaalselt

2. Kinnitage välimise toru neopreenrihm kindlalt säärest või põlvekedrast proksimaalselt.



Kubemerihma pannel

3. Paigaldage must kubemerihm reguleerides, kuni see on tihedalt reie ülaosa ümber.



Tõmmake traktsiooni saamiseks

4. Tõmmake nööri õrnalt traktsiooni, kuni valu kaob.



V-sälg

5. Lukustage nööri kohale, tõmmates alla sisemise toru ülaosas olevasse V-sälku.



Klambi tiivad

6. Kinnitage traktsiooninöör lahtine ots, mähkides üks kord ümber mõlema klambitiiva.



Slishman Pressure Wrap pöörlemisstabiilsuse tagamiseks

7. Stabiiliseerige* ja mugavuse parandamiseks polsterdage vigastatud jäse.



Jälgige CSM-i

8. Jälgige tähelepanelikult vereringet, sensoorset ja motoorset funktsiooni (CSM) ning reguleerige vastavalt vajadusele.



Kasutamine lastel

Märkus lühemate patsientide või laste puhul kinnitage pahkluu külge neopreenrihm, kui see on vajalik parema sobivuse tagamiseks.

* Stabiiliseerida saab paljude esemetega, sealhulgas patjade, tekkide, seljatoe rihmade, vaakumlahastega, painutatavate lahastega või jäikade jäsemelahastega. Kaasas on Slishman Pressure Wrap, mis aitab tagada pöörlemisstabiilsuse järgmiste toimingute abil

1. Pange elastse sideme aas ümber üks kõik kumma jala. Aas ei pea olema pingul.
2. Mähkige ümber vastasjala nii, et kaks jalga oleksid kõrvuti, tagades nii pöörlemisstabiilsuse. Kinnitage mähkimise ajal valged konksud musta kanga külge.
3. Mähkige elastne side lõpuni ja kinnitage sildi all olevad valged konksud musta kanga külge.
4. Kui see on vajalik, kirjutage paigaldamise aeg etiketil selleks ettenähtud kohta. (Sidet võib kasutada ka verejooksu piiramiseks, nagu iga elastse survesideme puhul.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

KASUTUSJUHE

RESCUE ESSENTIALS

SIHTOTSTARVE

Slishman Traction Splint on ette nähtud kasutamiseks tervishoiuspetsialistidele reieluumurrude stabiliseerimiseks ja traktsiooniks. Seadet saab kasutada ka lihtsa lahasena mis tahes jäseme murru, venituse või nikastuse korral.

HOIATUSED

Slishman Traction Splinti saab kasutada mis tahes vigastuse immobiliseerimiseks põhilahasena. Puusa-, vaagna- või õlavarreluumurdude korral võib kaaluda traktsiooni, kui traktsiooninööri proovitõmme annab kohese valu leevenduse või perfusiooni taastumise. Samuti tuleks vältida traktsiooni ulatuslike lahtiste ja saastunud luumurdude puhul, kus traktsiooni tõttu võidakse saasteaineid kehasse tõmmata.

MÄRKUS

Kõigist selle seadmega seoses aset leidnud ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõttele Tri-Tech Forensics ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

PUHASTAMISJUHE

Pärast iga kasutamist tuleb Slishman Traction Splint kontrollida, veendumaks, et see on endiselt heas töökorras. Lahas tuleb põhjalikult puhastada, pestes vee ja desinfitseerimisvahendiga ning seejärel puhta lapiga pühkida. Kui lahas puutub kokku toksiinidega, nagu organofosfaadid, radioaktiivne materjal või rohked kehavedelikud, tuleb see ohtlike materjalide või bioloogiliste jäätmete jaoks sobival viisil kõrvaldada. Kui seda on võimalik pesta ja desinfitseerida, on lubatud ka korduskasutamine. Ärge kasutage valgendit. Ärge eemaldage ega lödvendage rihmu puhastamiseks. Välimise toru neopreenrihma ei tohi puhastada kuuma veega, kuna see võib põhjustada kokkutõmbumist või delaminatsiooni. Selle asemel pühkige rihma põhjalikult desinfitseerivate lappidega. STS-i tuleks lugeda ühekordselt kasutatavaks, kui see on tugevalt saastunud, kui puhastamine nõuab ülemäära pingutust või kui seade või mõni selle mehhanism on kasutamise käigus kahjustada saanud. Rescue Essentials asendab kõik treeninguteks kasutatavad Slishman Traction Splint, mis pideva kasutamise tõttu kuluvad või purunevad.

STS-C KOMPONENDID



Tootnud Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patent #: USA 11 324 624 B2, patendi kuupäev: 05102022

Toodetud vastavalt USA patentidele: 10 517 750 ja 11 324 624

Euroopa patent (DE, FR, UK) nr 3226817 · Kanada patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Holland

MD	Meditsiinisade	UDI	Seadme kordumatu identifitseerimistunnus	EC REP	Volitatud esindaja Euroopas	SN	Serial Number		Välistamise kuupäev
LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Tootja		Vt kasutusjuhendit	LOT	Partinumber		