

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

MODE D'EMPLOI

RESCUE ESSENTIALS



1. Pour les patients mesurant plus de 1,5 m (5 pieds), tirer le tube central à partir du tube externe jusqu'à ce que le bouton à ressort s'enclenche.



2. Poser la sangle du tube externe en néoprène fermement en proximal sur le mollet ou la rotule.



3. Poser la sangle inguinale noire, en l'ajustant de manière à ce qu'elle soit bien serrée autour de la partie supérieure de la cuisse.




4. Tirer doucement sur la corde pour exercer une traction, jusqu'à ce que la douleur soit soulagée.



5. Fixer la corde en place en tirant vers le bas dans l'encoche en V sur le tube externe au niveau de son sommet.




6. Fixer l'extrémité libre de la corde de traction en l'enroulant une fois autour des deux ailes de taquet.



7. Stabiliser* et rembourrer le membre blessé pour plus de confort.



8. Surveiller de près la circulation, la sensation et la fonction motrice (CSM) et ajuster au besoin.



Remarque: Pour les patients de petite taille ou les enfants, attacher éventuellement la sangle en néoprène à la cheville pour une meilleure fixation.

*La stabilisation peut être assurée grâce à différents éléments dont les coussins, les couvertures, les sangles de planche dorsale, les attelles sous vide, les attelles malléables ou en boîte. La **Slishman Pressure Wrap** est également fournie pour favoriser la stabilité de la rotation en suivant les étapes ci-après :

1. Saisir au lasso un pied avec l'anneau du bandage élastique. L'anneau n'a pas besoin d'être serré.
2. Enrouler autour de l'autre pied de manière à ce que les deux pieds soient adjacents, ce qui favorise la stabilité de la rotation. Au fur et à mesure de l'enroulement, arrimer les crochets blancs dans le tissu noir.
3. Continuer à enrouler jusqu'au bout de l'élastique et attacher les crochets blancs au tissu noir sous l'étiquette.
4. Si jugé utile, consigner le temps de pose sur l'étiquette à l'endroit prévu pour cela. (Le bandage peut également être utilisé pour limiter les saignements, comme pour tout bandage élastique à compression).



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

MODE D'EMPLOI

RESCUE ESSENTIALS

USAGE PRÉVU :

La Slishman Traction Splint est destinée à être utilisée par les professionnels de santé pour la stabilisation et la traction des fémurs fracturés. Le dispositif peut également faire office d'attelle classique pour toute fracture, foulure ou entorse d'un membre.

MISES EN GARDE :

La Slishman Traction Splint peut être utilisée en tant attelle classique pour immobiliser tout type de blessure. La traction est envisageable pour les fractures de la hanche, du bassin ou de l'humérus, si une tentative de traction de la corde de traction permet de soulager immédiatement la douleur ou de rétablir la circulation sanguine. Par ailleurs, il convient d'éviter la traction en cas de fractures ouvertes et fortement contaminées, car celle-ci risquerait de faire pénétrer des particules contaminantes à l'intérieur du corps.


AVIS :

Tout incident grave lié à l'utilisation de cet appareil doit être signalé à Tri-Tech Forensics et à l'Autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Après chaque utilisation, la Slishman Traction Splint doit être inspectée pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et fonctionnelle. L'attelle doit être lavée abondamment à l'eau additionnée de désinfectant, puis essuyée à l'aide d'un chiffon propre. Si l'attelle entre en contact avec des toxines telles que les organophosphates, des matières radioactives ou un volume considérable de fluides corporels, elle doit être éliminée selon les procédures propres aux substances dangereuses ou aux déchets biologiques. Si elle peut être lavée et désinfectée, sa réutilisation serait convenable. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas retirer ou desserrer les sangles pour le nettoyage. La sangle du tube externe en néoprène ne doit pas être nettoyée à l'eau chaude, car elle peut avoir tendance à rétrécir ou à se détacher. Il convient simplement d'essuyer la sangle entièrement à l'aide de lingettes désinfectantes. La STS doit être considérée comme jetable si elle est fortement contaminée, si le nettoyage nécessite un effort trop important ou si l'appareil ou l'un de ses mécanismes a été altéré lors de l'utilisation. Rescue Essentials remplacera toute Slishman Traction Splint utilisée pour la formation qui s'use ou se casse en raison d'une utilisation continue.

COMPOSANTS STS-C



Fabriqué par Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ÉTATS-UNIS

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Numéro de brevet : US 11.324.624 B2. Date du brevet : 05102022

Fabriqué sous les brevets américains : 10.517.750 et 11.324.624 EP

Pat. (DE, FR, UK) No. 3226817 · Brevet canadien 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Pays-Bas

| MD | Dispositif médical | UDI | Identifiant unique de l'appareil | EC REP | Représentant européen autorisé | SN | Numéro de série | Date de fabrication |
|-------|------------------------------------|-----|----------------------------------|--------|--|-----|-----------------|---------------------|
| LATEX | Non fabriqué avec du latex naturel | | Fabricant | | Consulter les instructions d'utilisation | LOT | Numéro de lot | |

03-0028R2

