

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RESCUE ESSENTIALS



1. Για ασθενείς με ύψος πάνω από 1,5 m (5ft) τραβήξτε το μεσαίο σωλήνα από τον εξωτερικό σωλήνα μέχρι να εμπλακεί το κουμπί ελατηρίου.



2. Εφαρμόστε τον εξωτερικό ιμάντα του σωλήνα από neoprene σταθερά εγγύς της γάμπας ή της επιγονατίδας.



3. Εφαρμόστε τον μαύρο ιμάντα βουβωνικής χώρας, προσαρμόστε τον έως ότου εφαρμόσει άνετα γύρω από το άνω μέρος του μηρού.



4. Τραβήξτε απαλά το σχοινί για πρόσφυση, μέχρι να ανακουφιστεί ο πόνος.



5. Ασφαλίστε το σχοινί στη θέση του τραβώντας το προς τα κάτω στην εσοχή V στην κορυφή του εσωτερικού σωλήνα.



6. Ασφαλίστε το ελεύθερο άκρο του σχοινιού έλξης τυλίγοντας το μία φορά γύρω από τις δύο προεξοχές φτερών.



7. Σταθεροποιήστε* και καλύψτε το τραυματισμένο πλευρό για άνεση.



8. Παρακολουθήστε στενά την κυκλοφορία, την αίσθηση και την κινητική λειτουργία (CSM) και προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες.



Σημείωση: Για μικρόσωμους ασθενείς ή παιδιά, συνδέστε τον ιμάντα από neoprene στον αγκώνα, εάν χρειάζεται, για καλύτερη εφαρμογή.

*Η σταθεροποίηση μπορεί να επιτευχθεί με πολλά αντικείμενα, όπως μαξιλάρια, κουβέρτες, ιμάντες πλάτης, νάρθηκες κενού, εύκαμπτους νάρθηκες ή νάρθηκες κουτιού. Το Slishman Pressure Wrap χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην περιστροφική σταθερότητα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

1. Πιάστε το ένα από τα δύο πόδια με τη θηλιά του ελαστικού περιτυλίγματος. Η θηλιά δε ρειάζεται να είναι σφιχτή.
2. Τυλίξτε γύρω από το αντίθετο πόδι, έτσι ώστε τα δύο πόδια να εφάπτονται, παρέχοντας έτσι σταθερότητα περιστροφής. Καθώς τυλίγετε, στερεώστε τους λευκούς γάντζους στο μαύρο ύφασμα.
3. Συνεχίστε να τυλίγετε μέχρι το τέλος του ελαστικού και στερεώστε τους λευκούς γάντζους κάτω από την ετικέτα στο μαύρο ύφασμα.
4. Σημειώστε τον χρόνο εφαρμογής στο χώρο που προβλέπεται στην ετικέτα, εάν αυτό κρίνεται χρήσιμο. (Το περιτύλιγμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό της αιμορραγίας, όπως με κάθε ελαστικό επίδεσμο πίεσης.)



SCAN ME

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RESCUE ESSENTIALS

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:

Ο Slishman Traction Splint προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας για την σταθεροποίηση και την έλξη καταγμάτων μηριαίου οστού. Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως απλός νάρθηκας για οποιοδήποτε τυχόν κάταγμα, τράβηγμα ή διάστρεμμα άκρου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Ο Slishman Traction Splint μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην ακινητοποίηση οποιουδήποτε τραυματισμού ως βασικός νάρθηκας. Η έλξη μπορεί να εξεταστεί για λύση σε κατάγματα ισχίου, λεκάνης ή βραχιονίου οστού, εάν μια δοκιμή εφελκυσμού παρέχει άμεση ανακούφιση από τον πόνο ή επιστροφή της μονιμοποίησης μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Επίσης, η έλξη θα πρέπει να αποφεύγεται για αδρά, ανοικτά και μολυσμένα κατάγματα, όπου η έλξη μπορεί να προκαλέσει την εισχώρηση μολυσματικών ουσιών στο σώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το παρόν προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στην Tri-Tech Forensics και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Μετά από κάθε χρήση ο Slishman Traction Splint θα πρέπει να επιθεωρείται για να διασφαλίζεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ο νάρθηκας θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά με νερό κι απολυμαντικό και στη συνέχεια να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί. Εάν ο νάρθηκας έρθει σε επαφή με τοξίνες όπως οργανοφωσφορικές ενώσεις, ραδιενεργά υλικά ή υπερβολικά σωματικά υγρά, τότε θα πρέπει να απορρίπτεται όπως κρίνεται κατάλληλο για επικίνδυνα υλικά ή βιολογικά απόβλητα. Εάν μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί, τότε ενδέχεται η επαναχρησιμοποίησή του. Να μην χρησιμοποιείται η χλωρίνη. Να μην αφαιρείτε ή χαλαρώνετε ιμάντες για τον καθαρισμό. Ο εξωτερικός ιμάντας του σωλήνα από neoprene δεν πρέπει να καθαρίζεται με ζεστό νερό, διότι μπορεί να προκληθεί συρρίκνωση ή αποκόλληση. Αντ' αυτού, σκουπίστε καλά τον ιμάντα χρησιμοποιώντας απολυμαντικά μαντηλάκια. Το STS θα πρέπει να θεωρείται μιας χρήσης εάν έχει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, εάν ο καθαρισμός απαιτεί υπερβολική προσπάθεια ή εάν το προϊόν ή οποιοσδήποτε από τους μηχανισμούς του έχει υποστεί ζημιά με τη χρήση. Η Rescue Essentials θα αντικαταστήσει κάθε Slishman Traction Splint που χρησιμοποιείται για επιμορφωτικούς σκοπούς ο οποίος υφίσταται φθορά ή θραύση εξαιτίας συνεχούς χρήσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ STS-C



Κατασκευάζεται από την Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ΗΠΑ

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Η.Π.Α. 11,324,624 B2, Ημερομηνία έκδοσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας: 05102022 Κατασκευάζονται βάσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 10,517,750 και 11,324,624 Ευρωπαϊκής Ευρεσιτεχνίας (DE, FR, UK) αριθ. 3226817 - Καναδικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Οι Κάτω Χώρες
(Ολλανδία)

MD	Ισοτιμία προϊόν	UDI	Αποκλειστική κατασκευή ιατροτεχνολογικού προϊόντος	EC REP	Εξουσιοδοτημένος ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος	SN	Σειριακός αριθμός	LOT	Αριθμός παρτίδας	Ημερομηνία κατασκευής
LATEX	Δεν κατασκευάζεται από λάτεξ φυσικού καουτσούκ		Κατασκευαστής		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης					