

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

RESCUE ESSENTIALS



1. A 1,5 m-nél (5 láb) magasabb betegek esetében húzza ki a középső csövet a külső csőből, amíg a rugós gomb a lyukba nem ugrik.



Alkalmazza a vádli vagy a térdkalács proximális részén

2. Helyezze fel szorosan a neoprén külső csőpántot proximalisan a vádli vagy a térdkalácsra.



Ágyékszíj csatja

3. Helyezze fel a fekete ágyékszíjat, és állítsa be úgy, hogy a comb felső része körül szorosan illeszkedjen.



4. Gyengéden húzza meg a húzószinórt, amíg a fájdalom nem enyhül.



5. Lefelé húzva rögzítse a zsinórt a belső cső tetején lévő V-alakú bevágásban.



6. Rögzítse a húzószinór laza végét úgy, hogy egyszer körbetekeri a zsinórrögzítő mindkét szárnyán.



7. A sérült végtagot stabilizálja*, és a beteg kényelme érdekében párnázza ki.



8. Figyelje a beteg vérkeringést, az érzését és a motoros funkciókat (CSM), és szükség szerint módosítsa a sín rögzítést.



Gyermekgyógyászati alkalmazás

Megjegyzés: Alacsonyabb betegek vagy gyermekek esetében a jobb illeszkedés érdekében szükség esetén rögzítse a neoprén pántot a bokához.

*A stabilizálás számos eszközzel elvégezhető, beleértve a párnákat, a takarókat, a háttálpántokat, a vákuumsíneket, az alakítható vagy a fix síneket. A mellékelt Slishman Pressure Wrap húzószín a következő módon felhelyezve biztosítja, hogy az adott végtag ne tudjon elfordulni:

1. A rugalmas kötszert tekerje körbe az egyik lábfejen. A huroknak nem kell szorosnak lennie.
2. Tekerje körbe a kötszert a másik lábfejen úgy, hogy a két láb egymás mellett legyen, így biztosítva, hogy azok ne fordulhassanak el. Feltekerés közben a fehér hurkokat rögzítse a fekete anyaghoz.
3. Folytassa végig a kötszer feltekerését, majd a címke alatti fehér hurkokat rögzítse a fekete anyaghoz.
4. Ha szükséges, írja fel az alkalmazás időpontját a címkére. (A kötszer rugalmas nyomókötésként vérzés csillapítására is használható.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

RESCUE ESSENTIALS

RENDELTETÉS:

A Slishman Traction Splint húzósínt egészségügyi szakemberek használják combcsonttörések stabilizálására és húzására. Az eszköz egyszerű sínként is használható bármely végtagtörés, ficam vagy rándulás esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A Slishman Traction Splint alapsínként is használható bármilyen sérülés immobilizálására. Csípő-, medence- vagy felkarcsonttörés esetén megfontolandó a húzás alkalmazása, ha a húzósinór próbahúzása azonnali fájdalomcsillapítást vagy a perfúzió helyreállítását eredményezi. Húzás nem alkalmazható olyan nyílt és szennyezett törések esetében, ahol a húzás következtében szennyeződések kerülhetnek a testbe.

MEGJEGYZÉS:

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelteni kell a Tri-Tech Forensics vállalatnak, valamint a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK::

Minden egyes használat után ellenőrizni kell a Slishman Traction Splint húzósínt, hogy megbizonyosodjon annak megfelelő állapotáról. A sínt vízzel és fertőtlenítőszerrel alaposan meg kell tisztítani, majd egy tiszta ruhával letörölni. Ha a sín toxinokkal, például szerves foszfátokkal, radioaktív anyagokkal vagy túlzott mennyiségű testnedvvel kerül érintkezésbe, akkor a veszélyes anyagokra vagy biológiai hulladékokra vonatkozó eljárás szerint ártalmatlanítani kell. Ha a pánt mosható és fertőtleníthető, akkor újra fel lehet használni. A tisztításhoz ne használjon fehérítőszert. Tisztítás céljából ne távolítsa el és ne lazítsa meg pántokat. A neoprén külső csőpántot nem szabad forró vízzel tisztítani, ez az anyag zsugorodását vagy leválását okozhatja. Ehelyett fertőtlenítő törlőkendővel alaposan törölje át a pántot. Az STS húzósín ártalmatlaníthatónak tekinthető, ha erősen szennyezett, ha a tisztítása túlzott erőfeszítést igényel, vagy ha az eszköz vagy bármelyik része a használat során megrongálódott. A Rescue Essentials vállalat kicseréli az oktatáshoz használt Slishman Traction Splint húzósínt, amely a folyamatos használat következtében elkopik.

AZ STS-C RÉSZEI



Gyártó: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patent #: US 11,324,624 B2, Date of Patent: 05102022

Manufactured under U.S. Patents: 10,517,750 and 11,324,624

EP Pat. (DE, FR, UK) No. 3226817 · Canadian Patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Hollandia

MD	Orvostechikai eszköz	UDI	Egyedi eszközazonosító	EC REP	Meghatalmazott európai képviselő	SN	Sorozatszám		Gyártás dátuma
LATEX	Nem tartalmaz természetes gumi latexet		Gyártó		Tanulmányozza a utasítások	LOT	Tételszám		