

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

RESCUE ESSENTIALS



1. Fyrir sjúklinga sem eru hærri en 1,5 m (5 ft) skal draga miðrörið úr ytra rörinu þar til gormatakkinn festist.



2. Setjið ytri hólkur með neoprene ól þétt upp að kálfa eða hnéskel.



3. Notið svarta náraól og stillið hana þannig að hún þrengist þétt að efra læri.



4. Dragið varlega í bandið til að strekkja þar til sársauka léttir.



5. Læsið bandinu á sínum stað með því að toga það niður í V-hakið efst á innra rörinu.



6. Festið lausa enda strekkingarband með því að vefja einu sinni utan um báða lykkjuvængina.



7. Náið stöðugleika* og setjið hlíf á slasaða útliminntil þæginda.



8. Fylgist vel með blóðrás, skynjun og hreyfigetu (CSM) og stillið eftir þörfum.



Athugið: Fyrir lægri sjúklinga eða börn skal festa neoprene ól við ökkla ef hún þarf að passa betur.

*Ná má stöðugleika með mörgum hlutum, þar á meðal púðum, teppum, bakfjöllum, lofttæmandi spelkum, sveigjanlegum spelkum eða kassaspelkum. Slishman Pressure Wrap fylgir með til að hjálpa til með snúningsstöðugleika með því að fara eftir eftirfarandi skrefum:

1. Snarið annan hvorn fótinn með lykkjunni á teygjubandinu. Lykkjan þarf ekki að vera þröng.
2. Vefjið utan um gagnstæða fótinn þannig að fæturnir tveir séu aðliggjandi og tryggið þannig snúningsstöðugleika. Þegar þú vefur skaltu festa hvítu krókana við svarta efnið.
3. Haldið áfram að vefja til enda teygjunnar og festu hvítu krókana undir miðanum við svarta efnið.
4. Ef við á skaltu skrifa notkunartímann í rýmið sem tilgreint er á miðanum. (Einnig er hægt að nota umbúðir til að takmarka blæðingar eins og með hvaða teygjanlegu þrýstingsbindi sem er.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

RESCUE ESSENTIALS

FYRIRHUGAÐUR TILGANGUR:

Slishman Traction Splint er ætluð til notkunar af heilbrigðisstarfsfólki til að koma á stöðugleika og draga úr lærleggsbrotum. Tækið er einnig hægt að nota sem einfalda spelku fyrir hvers kyns beinbrot, áreynslu eða tognun útlíma.

VIÐVARANIR:

Hægt er að nota Slishman Traction Splint til að koma í veg fyrir hvers kyns meiðsli sem grunnspeka. Íhuga má strekkingu fyrir mjaðmar-, mjaðmagrindar- eða upphandleggsbrot ef togað er í strekkingarbandið og það veitir tafarlausa verkjastillingu eða endurkomu gegnflæðis. Einnig ætti að forðast strekkingu fyrir mjög opin og óhrein beinbrot þar sem strekking gæti átt á hættu að draga aðskotafni inn í líkamann.

VIÐVÖRUN:

Öll alvarleg atvik sem hafa átt sér stað í tengslum við þetta tæki ætti að tilkynna til Tri-Tech Forensics og lögbærra yfirvalda í aðildarríkinu þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu.

HREINSUNARLEIÐBEININGAR:

Eftir hverja notkun ætti að skoða Slishman Traction Splint til að tryggja að hún sé enn í góðu ástandi. Spelkuna ætti að hreinsa vandlega með því að þvo með vatni og sótthreinsiefni og þurrka síðan af með hreinni tusku. Ef spelkan kemst í snertingu við eiturefni eins og lífræn fosföt, geislavirk efni eða of mikla líkamsvessa skal farga henni þar sem það þykir viðeigandi fyrir hættuleg efni eða líffræðilegan úrgang. Ef hægt er að þvo hana og sótthreinsa er endurnotkun ásættanleg. Ekki nota bleikiefni. Ekki fjarlægja eða losa neinar ólar til að þrifa. Ekki ætti að þrifa ytri hólkur með neoprene ól með því að nota heitt vatn, sem getur valdið rýrnun eða þynnumyndun. Í staðinn skal þurrka ólina vandlega með því að nota sótthreinsandi þurrku. STS ætti að teljast einnota ef hún er mjög óhrein, ef þríf krefjast mikillar áreynslu eða ef tækið eða eitthvað af búnaði þess skemmdist við notkun. Rescue Essentials skiptir út hvers kyns Slishman Traction Splint sem notað er við þjálfun og verður fyrir sliti eða broti vegna stöðugar notkunar.

ÍHLUTIR STS-C



Framleitt af Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451, Bandaríkjunum

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Einkaleyfi #: US 11,324,624 B2, Dagsetning einkaleyfis: 05102022

Framleitt samkvæmt bandarískum einkaleyfum: 10,517,750

og 11,324,624 Evrópskt einkaleyfi (DE, FR, UK) nr. 3226817

• Kanadískt einkaleyfi 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Hollandi

MD	Lækningateki	UDI	Einkvæmt auðkenni tækis	EC REP	Viðurkenndur fulltrúi í Evrópu	SN	Raðnúmer	Framleiðsludagur
LATEX	Ekki búið til með náttúrulegu gúmmilátexi	Framleiðandi	Lesið not- kunarleifðbeiningar	LOT	Lotunúmer			