

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

RESCUE ESSENTIALS



1. Pacientiem, kas garāki par 5 ft (1,5 m), velciet vidējo cauruli no ārējās caurules, līdz atsperes poga nofiksējas.



2. Stingri uzlieciet neoprēna ārējās caurules siksnu proksimāli uz ikrū muskuļa vai ceļa skriemeļa.



3. Uzlieciet melno cirkšņa siksnu, pielāgojot to, līdz tā cieši pieguļ augšstilba augšdaļai.



4. Uzmanīgi pavelciet auklu, lai nodrošinātu saķeri, līdz sāpes samazinās.



5. Nofiksējiet auklu vietā, velkot uz leju V veida ierobā iekšējās caurules augšpusē.



6. Nostipriniet vaļīgo vilkšanas auklas galu, vienreiz aptinot to ap abiem skavas spārnēm.



7. Stabilizējiet* un polsterējiet ievainoto ekstremitāti, lai nodrošinātu komfortu.



8. Rūpīgi pārbaudiet cirkulāciju, sajūtu un motorisko funkciju (CSM) un pielāgojiet, ja nepieciešams.



Piezīme: Īsākiem pacientiem vai bērniem piestipriniet neoprēna siksnu pie potītes, ja nepieciešams, lai nodrošinātu labāku piegulšanu.

*Stabilizāciju var veikt ar daudziem elementiem, tostarp spilveniem, segām, aizmugures siksnām, vakuuma šīnām, veidojamām šīnām vai kārbas veida šīnām. Slishman Pressure Wrap ir iekļauts, lai palīdzētu nodrošināt rotācijas stabilitāti, veicot šādas darbības:

1. Aptiniet attiecīgo pēdu ar elastīgās saites cilpu. Cilpai nav jābūt cieši pievilkta.
2. Aptiniet otru pēdu tā, lai abas pēdas būtu blakus, nodrošinot rotācijas stabilitāti. Aptīšanas laikā piestipriniet baltos āķus pie melnā auduma.
3. Turpiniet ietīšanu līdz elastīgās daļas galam un nostipriniet baltos āķus zem etiķetes pie melnā auduma.
4. Ja uzskatāt, ka tas ir noderīgi, ierakstiet uzlikšanas laiku uz etiķetes tam paredzētajā vietā. (Asiņošanas ierobežošanai var izmantot arī pārsēju, piemēram, jebkuru elastīgu spiedošu saiti.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

RESCUE ESSENTIALS

PAREDZĒTAIS MĒRĶIS:

Slishman Traction Splint ir paredzēta lietošanai veselības aprūpes speciālistiem, lai stabilizētu un vilktu augšstilba kaula lūzumus. Ierīci var izmantot arī kā vienkāršu šinu jebkura ekstremitāšu lūzuma, sastiepuma vai traumas gadījumā.

BRĪDINĀJUMI:

Slishman Traction Splint var izmantot kā pamata šinu, lai palīdzētu imobilizēt jebkuru traumu. Gūžas, iegurņa vai pleca kaula lūzumu gadījumā var apsvērt vilkšanu, ja vilkšanas auklas testa vilkšana nodrošina tūlītēju sāpju mazināšanu vai perfūzijas atjaunošanos. Jāizvairās arī no vilkšanas ļoti atvērtu un piesārņotu lūzumu gadījumā, kur vilkšana var izraisīt piesārņotāju ievilkšanu ķermenī.

PIEZĪME:

Par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, jāziņo Tri-Tech Forensics un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

Pēc katras lietošanas reizes Slishman Traction Splint ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tā joprojām ir labā darba stāvoklī. Šina ir rūpīgi jānotīra, mazgājot ar ūdeni un dezinfekcijas līdzekli un pēc tam noslaukot ar tīru drānu. Ja šina nonāk saskarē ar toksīniem, piemēram, organofosfātiem, radioaktīviem materiāliem vai pārmērīgiem ķermeņa šķidrumu daudzumiem, tā ir jāutilizē bīstamiem materiāliem vai bioloģiskajiem atkritumiem piemērotā veidā. Ja to var nomazgāt un dezinficēt, atkārtota izmantošana ir pieņemama. Nelietojiet balinātāju. Nenoņemiet un neatbrīvojiet siksnas, lai veiktu tīrīšanu. Neoprēna ārējās caurules siksnu nedrīkst tīrīt ar karstu ūdeni, jo tas var izraisīt saraušanos vai atslāpošanos. Tā vietā rūpīgi noslaukiet siksnu, izmantojot dezinfekcijas salvetes. STS jāuzskata par vienreiz lietojamu, ja tā ir smagi piesārņota un tās tīrīšanai nepieciešama pārmērīga piepūle vai ja ierīce vai kāds no tās mehānismiem tika bojāts lietošanas laikā. Rescue Essentials aizstāj visas Slishman Traction Splint, kas tiek izmantotas apmācībām un kuras ir nolietojušas vai salūzušas nepārtrauktas lietošanas rezultātā.

STS-C KOMPONENTI



 Ražotājs Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ASV

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patent #: US 11,324,624 B2, Date of Patent: 05102022

Manufactured under U.S. Patents: 10,517,750 and 11,324,624

EP Pat. (DE, FR, UK) No. 3226817 · Canadian Patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nīderlande

MD	Medicīniska ierīce	UDI	Unikālais ierīces identifikators	EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropā	SN	Sērijas numurs		Izgatavošanas datums
	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu		Ražotājs		Skatiet lietošanas instrukcijas	LOT	Partijas numurs		