

Slushman Traction Splint-Compact (STS-C)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

RESCUE ESSENTIALS



1. W przypadku pacjentów o wzroście powyżej 1,5 m (5 stóp) należy odciągnąć środkową rurkę od rurki zewnętrznej, aż do zatrzaśnięcia się przycisku sprężynowego.



2. Przymocuj pasek z neoprenową rurką zewnętrzną proksymalnie do łydki lub rzepki.



3. Załóż czarny pasek pachwinowy, dopasowując go do górnej części uda.



4. Delikatnie pociągnij za linkę, aż ból ustąpi.



5. Zablokuj linkę na swoim miejscu, pociągając ją w dół do wycięcia w kształcie litery V na górze rurki wewnętrznej.



6. Zabezpiecz luźny koniec linki trakcyjnej, owijając go wokół obu skrzydełek zaczepu.



7. Ustabilizuj* i usztywnij kontuzjowaną kończynę, aby zapewnić komfort.



8. Dokładnie monitoruj krążenie, czucie i funkcje motoryczne (CSM) oraz wprowadzaj korekty w razie potrzeby.



Uwaga: w przypadku niższych pacjentów lub dzieci, aby uzyskać lepsze dopasowanie, należy przymocować pasek neoprenowy do kostki.

*Stabilizację można osiągnąć przy pomocy wielu przedmiotów, w tym poduszek, koców, pasów do deski ortopedycznej, szyn próżniowych lub szyn formowanych albo skrzynkowych. Do zestawu dołączona została taśma elastyczna Slushman Pressure Wrap, która dzięki zastosowaniu następujących kroków pomaga w utrzymaniu stabilności rotacyjnej:

1. Opasaj stopę pętlą z elastycznej taśmy. Pętla nie musi być ciasna.
2. Owiń ją wokół przeciwległej stopy w taki sposób, aby obie stopy przylegały do siebie, zapewniając w ten sposób stabilność rotacyjną. Podczas owijania przymocuj białe haczyki do czarnego materiału.
3. Kontynuuj owijanie do końca gumki i przymocuj białe haczyki pod etykietą do czarnego materiału.
4. Jeśli uznasz to za istotne, wpisz czas założenia opatrunku w przeznaczonym do tego miejscu na etykiecie. (Taśmę można również stosować w celu ograniczenia krwawienia, tak jak w przypadku każdego elastycznego bandaża uciskowego).



Slushman Traction Splint-Compact (STS-C)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

RESCUE ESSENTIALS

PRZEZNACZENIE:

Produkt Slushman Traction Splint jest przeznaczony do stosowania przez pracowników służby zdrowia w celu stabilizacji i usztywniania złamanych kości udowych. Wyrób może być również stosowany jako szyna w przypadku złamania, nadwyrężenia lub skręcenia kończyny.

OSTRZEŻENIA:

Wyrobu Slushman Traction Splint można używać jako szyny uniwersalnej do unieruchamiania każdego urazu. Zastosowanie traktacji można brać pod uwagę w przypadku złamań biodra, miednicy lub kości ramiennej, jeśli próbne pociągnięcie za linkę trakcyjną zapewnia natychmiastową ulgę w bólu lub przywrócenie perfuzji. Ponadto należy unikać stosowania traktacji w przypadku całkowicie otwartych i zanieczyszczonych złamań, przy których traktacja może wiązać się z ryzykiem przedostania się zanieczyszczeń do organizmu.

UWAGA:

Wszelkie poważne incydenty związane z tym wyrobem należy zgłaszać firmie Tri-Tech Forensics i właściwemu organowi państwa członkowskiego, którego obywatelem jest użytkownik i/lub pacjent.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:

Po każdym użyciu produktu Slushman Traction Splint należy sprawdzić, czy znajduje się on nadal w dobrym stanie. Szynę należy dokładnie wyczyścić poprzez umycie wodą i środkiem dezynfekującym, a następnie wytrzeć czystą ściereczką. W przypadku kontaktu szyny z toksynami, takimi jak związki fosforoorganiczne, materiały radioaktywne lub nadmiar płynów ustrojowych, należy ją zutylizować w sposób odpowiedni dla materiałów niebezpiecznych lub odpadów biologicznych. Ponowne użycie szyny jest dopuszczalne, pod warunkiem, że możliwe jest jej umycie i zdezynfekowanie. Nie używać wybielacza. Nie zdejmować ani nie poluzowywać żadnych pasków w celu ich wyczyszczenia. Nie należy myć paska z neoprenową rurką zewnętrzną gorącą wodą, ponieważ może to spowodować jego skurczenie się lub rozwarstwienie. Zamiast tego należy dokładnie przetrzeć pasek chusteczkami dezynfekującymi. System STS należy uznać za nadający się do utylizacji, jeśli zostanie w znacznym stopniu zanieczyszczony, jego czyszczenie wymagałoby nadmiernego wysiłku lub jeśli wyrób lub którykolwiek z jego mechanizmów zostanie uszkodzony podczas jego użytkowania. Firma Rescue Essentials wymieni każdy produkt Slushman Traction Splint używany w celach szkoleniowych, który ulegnie zużyciu lub złamaniu w wyniku ciągłego użytkowania.

KOMPONENTY SYSTEMU STS-C



Producent: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Nr patentu: US 11,324,624 B2, Data patentu: 05102022

Wyprodukowano na podstawie patentów USA: 10.517.750 i 11.324.624

Patent EP (DE, FR, UK) nr 3226817 - Patent kanadyjski 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nederlandy

MD	Wyrób medyczny	UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	EC REP	Autoryzowany przedstawiciel w Europie	SN	Numer seryjny		Data produkcji
LATEX	Nie wyprodukowano z lateksu naturalnego		Producent		Należy zapoznać się z instrukcją obsługi	LOT	Numer partii		

03-0025R2

North Carolina, USA 910-830-0286



info@rescue-essentials.com