

Slushman Traction Splint - Compact (STS-C)

NÁVOD NA POUŽITIE

RESCUE ESSENTIALS



1. U pacientov vyšších než 1,5 m (5ft) ťahajte strednú tyč z vonkajšej tyče, až kým poistná západka nezapadne.



2. Neoprénový popruh vonkajšej tyče omotajte pevne proximálne na lýtko alebo koleno.



3. Okolo bedra omotajte bedrový popruh a upravte ho tak, aby tesne priliehal k hornej časti stehna.



4. Opatrne ťahajte a napínajte lanko, kým bolesť neustúpi.



5. Lanko zaistíte zatahnutím do V-zárezu navrchu vnútornej tyče.



6. Voľný koniec trakčného lanka upevníte tak, že ho raz omotáte okolo oboch strán úchytky.



7. Kvôli pohodliu zranenú končatinu zastabilizujte* a omotajte.



8. Sledujte prúdenie krvi, citlivosť a motorickú funkciu (CSM) a podľa potreby upravte.



Poznámka: Pri nižších pacientoch a deťoch, omotajte v prípade potreby neoprénový popruh okolo členku, aby lepšie sedel.

*Zastabilizovanie je možné vykonať pomocou mnohých predmetov, ako sú vankúše, prikrývky, popruhy na zaistenie chrbtice, vákuové dlahy, tvarovateľné dlahy a nosidlóve dlahy. Vo výbave je aj popruh Slushman Pressure Wrap, ktorý slúži na zaistenie rotačnej stability pomocou nasledujúcich krokov:

1. Oviňte ktorúkoľvek nohu elastickým popruhom. Slučka nemusí byť tesná.
2. Omotajte okolo opačnej nohy tak, aby boli obe nohy vedľa seba, čím sa zabezpečí rotačná stabilita. Počas omotávania pripevnite biele háčiky k čiernej látke..
3. Pokračujte v omotávaní až do konca elastického popruhu a biele háčiky pripevnite pod štítok k čiernej látke.
4. V prípade potreby si na na to určené miesto na štítku zapíšte čas použitia. (Popruh sa dá použiť aj na obmedzenie krvácania, tak ako pri bežnom elastickom tlakovom obvaze.)



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

NÁVOD NA POUŽITIE

RESCUE ESSENTIALS

ÚČEL POUŽITIA:

Slishman Traction Splint je trakčná dlahu určená na používanie zdravotníkmi na stabilizáciu a trakciu zlomených stehenných kostí. Zdravotnícku pomôcku možno použiť aj ako jednoduchú dlahu na bežnú zlomeninu končatiny, natiahnutie alebo vyvrtnutie.

POZOR:

Trakčnú dlahu Slishman Traction Splint je možné používať na znehybnenie bežného zranenia ako základnú dlahu. Pri zlomenine bedra, panvy alebo ramennej kosti sa môže zväziť trakcia, ak skúšobné potiahnutie trakčného lanka poskytuje okamžitú úľavu od bolesti alebo obnovenie perfúzie. Trakciu je potrebné zabrániť aj pri výrazne otvorených a kontaminovaných zlomeninách, kde sa pri trakcii môže riskovať vniknutie kontaminantov do tela.

POZNÁMKA:

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s touto pomôckou je potrebné nahlásiť spoločnosti Tri-Tech Forensics a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ a/alebo pacient sídlo.

NÁVOD NA ČISTENIE:

Trakčnú dlahu Slishman Traction Splint je po každom použití potrebné skontrolovať, aby ste sa uistili, či je stále v dobrom prevádzkovom stave. Dlahu je potrebné dôkladne očistiť umytím vodou a dezinfekčným prostriedkom a potom utrieť čistou handričkou. Ak sa dlaha dostane do kontaktu s toxínmi ako sú organofosfáty, rádioaktívny materiál alebo nadmerné telesné tekutiny, potom sa musí zlikvidovať tak, ako to platí pre nebezpečné látky alebo biologický odpad. Ak sa dá umyť a dezinfikovať, opätovné použitie je prijateľné. Nepoužívajte bielinu. Pri čistení neodstraňujte ani neuvolňujte žiadne popruhy. Neoprénový popruh vonkajšej tyče nečistite horúcou vodou, mohla by spôsobiť zranenie alebo oddelenie vrstiev. Namiesto toho popruh dôkladne poutierajte dezinfekčnými obrúskami. STS je potrebné považovať za jednorazový, ak je silne kontaminovaná, ak si čistenie vyžaduje nadmerné úsilie alebo ak sa pomôcka alebo niektorý z jej mechanizmov pri používaní poškodí. Rescue Essentials nahradí každú trakčnú dlahu Slishman Traction Splint používanú na učenie sa, ktorá sa opotrebuje alebo zlomí v dôsledku nepretržitého používania.

KOMPONENTY STS-C



Vyrobene spoločnosťou Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Patent č.: USA 11 324 624 B2, Dátum schválenia patentu: 05102022

Vyrobene pod dohľadom U.S.A. Patenty: 10 517 750 a 11 324 624

Európsky patent (DE, FR, UK) č. 3226817 • Kanadský patent 3007222



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Holandsko

MD	Zdravotnícka pomôcka	UDI	Jedinečný identifikátor pomôcky	EC REP	Autorizovaný európsky zástupca	SN	Výrobné číslo		Dátum výroby
LATEX	Produkt neobsahuje prírodný kaučuk		Výrobca		Prečítajte si návod na použitie	LOT	Číslo šarže		