

Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

INSTRUCCIONES DE USO

RESCUE ESSENTIALS



1. En pacientes de más de 1,5 metros de altura, tire del tubo central desde el tubo exterior hasta que el botón de resorte encaje.



2. Coloque la correa de neopreno del tubo exterior firmemente proximal a la pantorrilla o rótula.



3. Coloque la correa inguinal de color negro, ajustándola hasta ceñirla a la parte superior del muslo.



4. Tire con cuidado del cordón de tracción, hasta que se alivie el dolor.



5. Bloquee el cordón en su sitio, desplazándolo hacia la muesca en V en la parte superior del tubo interior.



6. Asegure el extremo suelto del cordón de tracción enrollándolo una vez alrededor de ambas aletas de enganche.



7. Estabilice* y coloque almohadillas en la extremidad lesionada para mayor comodidad.



8. Controle detenidamente la función CSM (circulatoria, sensitiva y motriz) y realice los ajustes necesarios.



Nota: en pacientes de baja estatura o en niños, coloque la correa de neopreno en el tobillo si es necesario para un ajuste óptimo.

*La estabilización se puede lograr con múltiples elementos como: almohadas, mantas, correas de respaldo, férulas de vacío, adaptables o rígidas. **Slishman Pressure Wrap** se incluye para facilitar la estabilidad rotacional acorde a los siguientes pasos:

1. Sujete cualquiera de los pies con el bucle del vendaje elástico. No es necesario que lo apriete demasiado.
2. Enrole alrededor del pie opuesto de manera que ambos pies queden adyacentes, proporcionando así estabilidad de rotación. A medida que envuelve, fije los ganchos blancos al tejido negro.
3. Continúe enrollando hasta el final del elástico y fije los ganchos blancos bajo la etiqueta al tejido negro.
4. Anote el tiempo de aplicación en el espacio de la etiqueta si lo considera útil. (El vendaje también se puede utilizar para limitar el sangrado, al igual que cualquier venda elástica compresiva).



Slishman Traction Splint - Compact (STS-C)

INSTRUCCIONES DE USO

RESCUE ESSENTIALS

FINALIDAD PREVISTA:

Slishman Traction Splint es una férula destinada al uso por profesionales sanitarios para la estabilización y tracción de fémures fracturados. El dispositivo también se puede utilizar como una férula simple para tratar cualquier fractura, distensión o esguince de extremidades.

ADVERTENCIAS:

Slishman Traction Splint se puede utilizar como una férula básica para ayudar a inmovilizar cualquier lesión. Su efecto tensor se puede contemplar en fracturas de cadera, pelvis o húmero, si al tirar del cordón de tracción se experimenta un alivio inmediato del dolor o retorno de perfusión. Asimismo, se debe evitar la tracción en fracturas abiertas y propensas a infección, donde dicha tracción podría arrastrar contaminantes al interior del cuerpo.

AVISO:

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con este dispositivo debe comunicarse a Tri-Tech Forensics y a la Autoridad Competente del Estado Miembro donde esté establecido el usuario y/o paciente.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Slishman Traction Splint se debe revisar después de cada uso para asegurarse de que sigue funcionando correctamente. La férula se debe lavar a fondo con agua y desinfectante y, a continuación, se debe secar con un paño limpio. Si la férula entra en contacto con toxinas como organofosfatos, material radiactivo o fluidos corporales excesivos, se debe desechar según se considere apropiado para los materiales peligrosos o residuos biológicos. Si se puede lavar y desinfectar, entonces es aceptable su reutilización. No utilice lejía. No retire ni afloje ninguna correa para su limpieza. La correa del tubo exterior de neopreno no se debe limpiar con agua caliente, ya que el tejido podría encoger o deteriorarse. En su lugar, limpie a fondo la correa con toallitas desinfectantes. STS se debe desechar si está muy contaminada, si su limpieza requiere demasiado esfuerzo o si el dispositivo o alguno de sus mecanismos se ha dañado debido al uso. Rescue Essentials sustituirá cualquier férula Slishman Traction Splint que se haya desgastado o roto debido al uso continuo en prácticas formativas.

COMPONENTES DE STS-C STS-C



Dispositivo fabricado por Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 EE. UU.

REF #10-1270

NSN #6515-01-694-7603

Núm. de patente: EE. UU. 11.324.624 B2, Fecha de patente: 05.10.2022 Fabricado bajo las patentes de EE. UU.: 10.517.750 y 11.324.624 Patente europea (DE, FR, UK) núm. 3226817 - Patente canadiense 3007222



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Países Bajos

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|---|---------------|----------------------------------|------------|-----------------|--|----------------------|
| MD | Dispositivo médico | UDI | Identificación Única del Producto (UDI) | EC REP | Representante europeo autorizado | SN | Número de serie | | Fecha de fabricación |
| | Fabricación exenta de látex de caucho natural | | Fabricante | | Consultar instrucciones de uso | LOT | Número de lote | | |

03-0029R2

North Carolina EE. UU. 910-830-0286



info@rescue-essentials.com