

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

NÁVOD K POUŽITÍ

RESCUE ESSENTIALS

*U dětí nebo dospělých se současným poraněním dolní končetiny tento krok vynechejte.



1. U pacientů vyšších než 1,5 m vytahujte stříbrnou střední tyč z černé vnější tyče, dokud pružinové tlačítko nezapadne do středního nebo proximálního otvoru.



2. Neoprenový popruh vnější tyče pevně přiložte ke kotníku. V případě současného poranění dolní končetiny přiložte popruh proximálně od lýtko nebo česky.



3. Nasadte červený tříselný popruh a upravte jej tak, aby těsně obehňal horní část stehna.



4. Jemným tahem za šňůru zvyšujte trakci, dokud se bolest nezmnírní.



5. Zajistěte šňůru na místě zatažením do výřezu ve tvaru V v horní části vnitřní tyče.



6. Zajistěte volný konec trakční šňůry tak, že ji jednou omotáte kolem obou křidélek klínu.



7. Zraněnou končetinu stabilizujte* a pohodlně podložte.



8. Pečlivě sledujte oběhové, senzitivní a motorické funkce (CSM) a podle potřeby prostředek upravujte.



Poznámka: U nižších pacientů nebo malých dětí v případě potřeby prodlužte tříselný popruh, aby prostředek lépe seděl.

*Stabilizace lze dosáhnout pomocí různých předmětů, včetně polštářů, příkrývek, pásků páteřní desky, vakuových dlah, poddajných dlah nebo předtvarovaných dlah. Součástí balení je tlakový obvaz Slishman Pressure Wrap, který pomáhá s rotační stabilitou pomocí následujících kroků:

1. Obě nohy obehněte smyčkou elastického návleku. Smyčka nemusí být pevně utažená.
2. Obtočte kolem protilehlé nohy tak, aby obě nohy byly vedle sebe, čímž zajistíte rotační stabilitu. Při omotávání připevněte bílé háčky k oranžové látce.
3. Pokračujte v omotávání až ke konci elastické části a připevněte bílé háčky pod štítkem k oranžové látce.
4. Pokud to považujete za užitečné, zapište čas přiložení do volného místa na štítku. (Obvaz lze také použít k omezení krvácení jako jakýkoli jiný elastický tlakový obvaz.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

NÁVOD K POUŽITÍ

RESCUE ESSENTIALS

URČENÝ ÚČEL:

Trakční dlahu Slishman Traction Splint je určena pro použití zdravotnickými pracovníky ke stabilizaci a trakci zlomených stehenních kostí. Prostředek lze použít také jako jednoduchou dlahu při jakékoli zlomenině, namožení nebo podvrtnutí končetiny.

VAROVÁNÍ:

Trakční dlahu Slishman Traction Splint lze použít jako základní dlahu pro znehybnění jakéhokoli zranění. Trakci lze zvážit u zlomenin kyčle, pánve nebo pažní kosti, pokud zkušební zatažení za trakční šňůru přinese okamžitou úlevu od bolesti nebo obnovení perfuze. Trakci je nutno se vyhnout také u hrubě otevřených a kontaminovaných zlomenin, kde hrozí riziko vtažení kontaminantů do těla.

POZNÁMKA:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s tímto prostředkem, je nutno nahlásit společnosti Tri-Tech Forensics a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ:

Po každém použití je potřeba zkontrolovat, zda je trakční dlahu Slishman Traction Splint stále v dobrém funkčním stavu. Dlahu je nutno důkladně vyčistit omytím vodou s dezinfekčním prostředkem a poté otřít čistým hadříkem. Pokud se dlahu dostane do kontaktu s toxiny, jako jsou organofosfáty, radioaktivní materiál nebo nadměrné množství tělesných tekutin, měla by se zlikvidovat způsobem, který je považován za vhodný pro nebezpečné materiály nebo biologický odpad. Pokud ji lze umýt a dezinfikovat, je přípustné její opětovné použití. Nepoužívejte bělidlo. Při čištění neodstraňujte ani neuvolňujte žádné popruhy. Neoprenový popruh vnější tyče by se neměl čistit horkou vodou, která může způsobit jeho smrštění nebo delaminaci. Místo toho popruh důkladně otřete dezinfekčními ubrousky. Produkt STS by měl být považován za jednorázový, pokud je hrubě znečištěný, pokud jeho čištění vyžaduje nadměrné úsilí nebo pokud byl prostředek nebo některý z jeho mechanismů při používání poškozen. Společnost Rescue Essentials vymění všechny trakční dlahy Slishman Traction Splint používané při výcviku, které se opotřebují nebo zlomí v důsledku nepřetržitého používání.

SOUČÁSTI TRAKČNÍ DLAHY STS GENERACE 2



Vyrábí Tri-Tech Forensics, Inc. podnikající pod názvem Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, The Netherlands

REF #10-5000

NSN Pending

Patenty USA: 10 517 750 a 11 324 624



MD	Zdravotnický prostředek	UDI	Jedinečný identifikátor prostředku	EC REP	Zplnomocněný evropský zastupce	SN	Sériové číslo		Datum výroby
LATEX	Není vyrobeno z přírodního kaučukového latexu		Výrobce		Viz návod k použití	LOT	Číslo šarže		