

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

KASUTUSJUHEND

RESCUE ESSENTIALS

* Laste või täiskasvanute puhul, kellel on samaaegne alajäseme vigastus, jätke see toiming vahele.



1. Patsientide puhul, kes on pikemad kui 5 ft (1,5 m), tõmmake hõbedane keskmine toru mustast välimisest torust välja, kuni vedrunupp fikseerub kas keskmisesse või proksimaalsesse auku.



4. Tõmmake nööri õrnalt traktsiooni, kuni valu kaob.



7. Stabiliseerige* ja mugavuse parandamiseks polsterdage vigastatud jäse.



Pahklule paigaldamine

2. Kinnitage välimise toru neopreenrihm kindlalt pahklule külge. Samaaegse alajäseme vigastuse korral kinnitage rihtm säärest või põlvekedrast proksimaalselt.



5. Lukustage nöör kohale, tõmmates alla sisemise toru ülaosas olevasse V-sätku.



3. Paigaldage punane kubemeriha, reguleerides, kuni see on tihedalt reie ülaosa ümber.



6. Kinnitage traktsiooninöör lahtine ots, mähkides üks kord ümber mõlema klambitiiva.



Märkus Lühemate patsientide või väikeste laste puhul pikendage kubemeriha, kui see on vajalik parema sobivuse tagamiseks.

* Stabiliseerida saab paljude esemetega, sealhulgas patjade, tekkide, seljatoe rihmade, vaakumlahastega, painutatavate lahastega või jäikade jäsemelahastega. Kaasas on Slishman Pressure Wrap, mis aitab tagada pöörlemisstabiilsuse järgmiste toimingute abil

1. Pange elastse sideme aas ümber üks kõik kumma jala. Aas ei pea olema pingul.
2. Mähkige ümber vastasjala nii, et kaks jalga oleksid kõrvuti, tagades nii pöörlemisstabiilsuse. Kinnitage mähkimise ajal valged konksud oranži kanga külge.
3. Mähkige elastne side lõpuni ja kinnitage sildi all olevad valged konksud oranži kanga külge.
4. Kui see on vajalik, kirjutage paigaldamise aeg etiketil selleks ettenähtud kohta. (Sidet võib kasutada ka verejooksu piiramiseks, nagu iga elastse survesideme puhul.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

KASUTUSJUHE

RESCUE ESSENTIALS

SIHTOTSTARVE

Slishman Traction Splint on mõeldud kasutamiseks tervishoiuspetsialistidele reieluumurrude stabiliseerimiseks ja traktsiooniks. Seadet saab kasutada ka lihtsa lahasena mis tahes jäseme murru, venituse või nikastuse korral.

HOIATUSED

Slishman Traction Splint võib saab kasutada mis tahes vigastuse immobiliseerimiseks põhilahasena. Puusa-, vaagna- või õlavarreluumurdude korral võib kaaluda traktsiooni, kui traktsiooninööri proovitõmme annab kohese valuleevenduse või perfusiooni taastumise. Samuti tuleks vältida traktsiooni ulatuslike lahtiste ja saastunud luumurdude puhul, kus traktsiooni tõttu võidakse saasteaineid kehasse tõmmata.

MÄRKUS

Kõigist selle seadmega seoses aset leidnud ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõttele Tri-Tech Forensics ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

PUHASTAMISJUHE

Pärast iga kasutamist tuleb Slishman Traction Splint kontrollida, veendumaks, et see on endiselt heas töökorras. Lahas tuleb põhjalikult puhastada, pestes vee ja desinfitseerimisvahendiga ning seejärel puhta lapiga pühkida. Kui lahas puutub kokku toksiinidega, nagu organofosfaadid, radioaktiivne materjal või rohked kehavedelikud, tuleb see ohtlike materjalide või bioloogiliste jäätmete jaoks sobival viisil kõrvaldada. Kui seda on võimalik pesta ja desinfitseerida, on lubatud ka korduskasutamine. Ärge kasutage valgendit. Ärge eemaldage ega lõdvendage rihmu puhastamiseks. Vältimise toru neopreenrihma ei tohi puhastada kuuma veega, kuna see võib põhjustada kokkutõmbumist või delaminatsiooni. Selle asemel pühkige rihma põhjalikult desinfitseerivate lappidega. STS-i tuleks lugeda ühekordselt kasutatavaks, kui see on tugevalt saastunud, kui puhastamine nõuab ülemäära pingutust või kui seade või mõni selle mehhanism on kasutamise käigus kahjustada saanud. Rescue Essentials asendab kõik treeninguteks kasutatavad Slishman Traction Splint, mis pideva kasutamise tõttu kuluvad või purunevad.

2. PÕLVKONNA STS-I KOMPONENDID



✓ Tootnud Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Holland

REF #10-5000

NSN ootel

USA patendid: 10 517 750 ja 11 324 624



MD	Meditsiinisade	UDI	Seadme kordumatu identifitseerimisnumbr	EC REP	Volitatud esindaja Euroopas	SN	Seerianumber		Valmistamise kuupäev
LATEX	El ole valmistatud loodusliku kautsukilastele		Tootja		Vt kasutusjuhendit	LOT	Partinumber		

