

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

KÄYTTÖOHJEET

RESCUE ESSENTIALS

*Ohita tämä vaihe niiden lasten ja aikuisten kohdalla, joilla on rinnakkaisia alaraajojen vammoja.



1. Vedä hopeinen keskiputki mustasta ulkoputkesta, kunnes joustopainike ulottuu joko keskimmäiseen tai proksimaaliseen aukkoon niillä potilailla, jotka ovat yli 1,5 m (5 ft) pitkiä.



4. Kiristä hihnaa vetämällä kevyesti, kunnes kipu helpottuu.



7. Vakauta* ja suojaa loukkaantunut raaja mukavuussyistä.



2. Aseta putken ulompi neopreeninauha tiukasti nilkkaan. Aseta samanaikaisten alaraajojen vammojen yhteydessä hihna proksimaalisesti pohkeeseen tai polvilumpioon.



5. Lukitse hihna paikalleen vetämällä sitä alaspäin V-koloon sisemmän putken kärjessä.



8. Valvo verenkiertoa, aistimuksia ja motorisia toimintoja (CSM) ja muuta säätää tarvittaessa.



3. Käytä punaista haarahihnaa ja säädä se tiukasti yläreiden ympärille.



6. Lukitse vetonauhan vapaa pää kiertämällä kerran kiilasiipien ympäri.



Huomautus: Pidennä haarahihnaa tarvittaessa lyhyiden potilaiden tai lasten kohdalla paremman istuvuuden saamiseksi.

*Vakauttamisen voi suorittaa monilla välineillä mukaan lukien tyynyt, huovat, selkähihnät sekä alipaineiset, muotoillut tai ontot lastat. Slishman Pressure Wrap on tarkoitettu auttamaan kiertoliikkeen hallinnassa seuraavilla tavoilla:

1. Sido molemmat jalat elastisella kääreellä. Silmukan ei tarvitse olla tiukka..
2. Kiedo vastakkaisen jalan ympäri siten, että molemmat jalat ovat vierekkäin ja tukevat kiertoliikkeen vakautta. Sitoessasi kiinnitä valkoiset koukut oranssiin kankaaseen.
3. Jatka kietomista elastisen kankaan loppuun saakka ja kiinnitä valkoiset koukut oranssiin kankaaseen..
4. Kirjoita toimenpiteen teko aika etiketissä olevaan paikkaan, jos tarpeellista. (Kietomista voidaan käyttää myös verenvuodon vähentämiseksi kuten mitä tahansa elastista sidettä.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

KÄYTTÖOHJEET

RESCUE ESSENTIALS

KÄYTTÖTARKOITUS:

Slishman Traction Splint on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käytettäväksi reisiluun murtumien stabilointia ja vetohoitoa varten. Laitetta voidaan käyttää myös yksinkertaisena lastana raajan murtumassa, venähdyksessä tai nyrjähdyksessä.

VAROITUKSET:

Slishman Traction Splintä voidaan käyttää peruslastana auttamaan vammautuneen raajan kiinnittämistä. Vetohoitoa voidaan harkita lonkkaa, lantiota tai reittä varten, jos vetonauhan testivenytys saa aikaan välittömän kivun lieventymisen tai palauttaa perfuusion. Lisäksi vetohoitoa pitää välttää avoimissa ja kontaminoituneissa murtumissa, joissa vetohoidon riskinä saattaa olla kontaminanttien pääsy kehoon.

HUOMAUTUS:

Mistä tahansa vakavasta tapahtumasta, joka on sattunut tämän laitteen käytön yhteydessä, pitää raportoida Tri-Tech Forensics -yhtiölle ja käyttäjän ja/tai potilaan jäsenmaan valtuutetulle viranomaiselle.

PUHDISTUSOHJEET:

Slishman Traction Splint pitää tarkistaa jokaisen käyttökerran jälkeen laitteen hyvän toimintakyvyn varmistamiseksi. Lasta pitää puhdistaa perusteellisesti pesemällä vedellä ja desinfiointiaineella ja sitten pyyhkiä puhtaalla liinalla. Jos lasta joutuu kosketuksiin organofosfaattien, radioaktiivisen materiaalin tai runsaiden kehon nesteiden kanssa, se pitää hävittää vaarallisten materiaalien tai biologisten jätteiden edellyttämällä tavalla. Uudelleenkäyttö on sallittua, mikäli lastan voi pestä ja desinfioida. Älä käytä valkaisuainetta. Älä irrota tai löysennä hihnoja puhdistusta varten. Putken ulompaa neopreeninauhaa ei saa puhdistaa kuumalla vedellä, koska se voi kutistua tai sen laminointi voi vahingoittua. Pyyhi hihna sen sijaan perusteellisesti desinfioivilla pyyhkeillä. STS on katsottava kertakäyttöiseksi, jos se on kauttaaltaan kontaminoitunut, jos puhdistus vaatii huomattavasti työtä tai jos laite tai jokin sen mekanismeista on vahingoittunut käytössä. Rescue Essentials korvaa kaikki Slishman Traction Splint -tuot, jotka ovat kuluneet tai särkyneet jatkuvassa käytössä.

STS GENERATION 2 OSAT



Valmistaja Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Alankomaat

REF #10-5000

NSN vireillä

USA:n patentit: 10,517,750 ja 11,324,624



MD	Lääkinnällinen laite	UDI	Yksilöllinen laitetunniste	EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopassa	SN	Sarjanumero		Valmistuspäivä
LATEX	Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilaitteita		Valmistaja		Katso käyttöohjeita	LOT	Eränumero		