

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

MODE D'EMPLOI

RESCUE ESSENTIALS

*Pour les enfants ou les adultes souffrant d'une lésion concomitante des membres inférieurs, il convient de sauter cette étape.



1. Pour les patients mesurant plus de 1,5 m (5 pieds), tirer le tube central argenté par le tube externe noir jusqu'à ce que le bouton à ressort soit inséré dans le trou central ou proximal.



4. Tirer doucement sur la corde pour exercer une traction, jusqu'à ce que la douleur soit soulagée.



7. Stabiliser* et rembourrer le membre blessé pour plus de confort.




2. Poser la sangle du tube externe en néoprène fermement autour de la cheville. En cas de blessure concomitante aux membres inférieurs, poser la sangle en proximal sur le mollet ou la rotule.



5. Fixer la corde en place en tirant vers le bas dans l'encoche en V sur le tube externe au niveau de son sommet.



3. Poser la sangle inguinale rouge en l'ajustant de manière à ce qu'elle soit bien serrée autour de la partie supérieure de la cuisse.



6. Fixer l'extrémité libre de la corde de traction en l'enroulant une fois autour des deux ailes de taquet.



8. Surveiller de près la circulation, la sensation et la fonction motrice (CSM) et ajuster au besoin.



Remarque: Pour les patients de petite taille ou les jeunes enfants, allonger la sangle inguinale si nécessaire pour une meilleure tenue.

*La stabilisation peut être assurée grâce à différents éléments dont les coussins, les couvertures, les sangles de planche dorsale, les attelles sous vide, les attelles malléables ou en boîte. La Slishman Pressure Wrap est également fournie pour favoriser la stabilité de la rotation en suivant les étapes ci-après :

1. Saisir au lasso un pied avec l'anneau du bandage élastique. L'anneau n'a pas besoin d'être serré.
2. Enrouler l'autre pied de manière à ce que les deux pieds soient adjacents pour favoriser la stabilité de la rotation. Au fur et à mesure de l'enroulement, arrimer les crochets blancs sur le tissu orange.
3. Continuer à enrouler jusqu'au bout de l'élastique et fixer les crochets blancs au tissu orange sous l'étiquette.
4. Consigner la date d'application dans l'espace prévu à cet effet sur l'étiquette si jugé utile. (Le bandage élastique peut également être utilisé pour limiter les saignements, comme pour tout bandage de compression élastique.)



SCANNER ICI

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

MODE D'EMPLOI

RESCUE ESSENTIALS

USAGE PRÉVU :

La Slishman Traction Splint est destinée à être utilisée par les professionnels de santé pour la stabilisation et la traction des fémurs fracturés. Le dispositif peut également faire office d'attelle classique pour tout type de fracture, entorse ou foulure.

MISES EN GARDE :

La Slishman Traction Splint peut être utilisée pour aider à immobiliser tout type de blessure en tant qu'attelle classique. La traction est envisageable pour les fractures de la hanche, du bassin ou de l'humérus, si un test de la corde de traction entraîne un soulagement immédiat de la douleur ou rétablit la circulation sanguine. Par ailleurs, la traction doit être évitée en cas de fractures ouvertes et fortement contaminées, car celle-ci risquerait de faire pénétrer des particules contaminantes à l'intérieur du corps.

AVIS :

Tout incident grave lié à l'utilisation de cet appareil doit être signalé à Tri-Tech Forensics et à l'Autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Après chaque utilisation, la Slishman Traction Splint doit être inspectée pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et fonctionnelle. L'attelle doit être lavée abondamment à l'eau additionnée de désinfectant, puis essuyée à l'aide d'un chiffon propre. Si l'attelle entre en contact avec des toxines telles que les organophosphates, des matières radioactives ou un volume important de fluides corporels, elle doit être éliminée conformément aux procédures en vigueur pour les substances dangereuses ou déchets biologiques. Si elle peut être lavée et désinfectée, elle conviendrait à une réutilisation. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas retirer ou desserrer les sangles pour le nettoyage. La sangle du tube externe en néoprène ne doit pas être nettoyée à l'eau chaude, car elle aurait tendance à rétrécir ou à se détacher. Au lieu de cela, essuyez entièrement la sangle à l'aide de lingettes désinfectantes. La STS doit être considérée comme jetable si fortement contaminée, si son nettoyage nécessite trop d'efforts ou si l'appareil ou l'un de ses mécanismes a été altéré par l'utilisation. Rescue Essentials remplacera toute Slishman Traction Splint utilisée à des fins de formation et présentant des signes d'usure ou de cassure liés à une utilisation continue.

COMPOSANTS STS GÉNÉRATION 2



Fabriqué par Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials, 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ÉTATS-UNIS



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, The Netherlands

REF #10-5000

NSN Pending

Brevets américains : 10.517.750 et 11.324.624



MD	Dispositif médical	UDI	Identifiant unique de l'appareil	EC REP	Représentant européen autorisé	SN	Numéro de série	Date de fabrication
LATEX	Non fabriqué avec du latex naturel		Fabricant		Consulter les instructions d'utilisation	LOT	Numéro de lot	

03-0033R2

NORTH CAROLINA ÉTATS-UNIS 910-830-0286



info@rescue-essentials.com