

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RESCUE ESSENTIALS

*Για παιδιά ή για ενήλικες με ταυτόχρονο τραυματισμό των κάτω άκρων, παραλείψτε αυτό το βήμα.



1. Για ασθενείς με ύψος μεγαλύτερο από 1,5m (5ft), τραβήξτε τον ασημί μεσαίο σωλήνα από τον μαύρο εξωτερικό σωλήνα μέχρι το κουμπί ελατηρίου να εμπλακεί είτε στη μεσαία είτε στην εγγύς οπή.



2. Εφαρμόστε σφιγκτά τον εξωτερικό ιμάντα του σωλήνα από νεοργενη στον αστράγαλο. Σε περίπτωση ταυτόχρονου τραυματισμού των κάτω άκρων εφαρμόστε τον ιμάντα εγγύς της γάμπας ή της επιγονατίδας.



3. Εφαρμόστε τον κόκκινο ιμάντα βουβωνικής χώρας, προσαρμόζοντάς τον μέχρι να εφαρμόσει άνετα γύρω από το άνω μέρος του μηρού.



4. Τραβήξτε απαλά το σχοινί για πρόσφυση, μέχρι να ανακουφιστεί ο πόνος.



5. Ασφαλίστε το σχοινί στη θέση του τραβώντας το προς τα κάτω στην εσοχή V στην κορυφή του εσωτερικού σωλήνα.



6. Ασφαλίστε το ελεύθερο άκρο του σχοινιού έλξης τυλίγοντας το μία φορά γύρω από τις δύο προεξοχές φτερών.



7. Σταθεροποιήστε* και καλύψτε το τραυματισμένο πλευρό για άνεση.



8. Παρακολουθήστε στενά την κυκλοφορία, την αίσθηση και την κινητική λειτουργία (CSM) και προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες.



Σημείωση: Για μικρόσωμους ασθενείς ή μικρά παιδιά, επιμηκύνετε τον ιμάντα βουβωνικής χώρας, στην περίπτωση που χρειάζεται, για καλύτερη εφαρμογή.

*Η σταθεροποίηση μπορεί να επιτευχθεί με πολλά αντικείμενα, όπως μαξιλάρια, κουβέρτες, ιμάντες πλάτης, νάρθηκες κενού, εύκαμπτους νάρθηκες ή νάρθηκες κουτιού. Το Slishman Pressure Wrap χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην περιστροφική σταθερότητα χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:

1. Πιάστε το ένα από τα δύο πόδια με τη θηλιά του ελαστικού περιτυλίγματος. Η θηλιά δε χρειάζεται να είναι σφιχτή.
2. Τυλίξτε γύρω από το αντίθετο πόδι, έτσι ώστε τα δύο πόδια να εφάπτονται, παρέχοντας έτσι σταθερότητα περιστροφής. Καθώς τυλίγετε, στερεώστε τους λευκούς γάντζους στο πορτοκαλί ύφασμα.
3. Συνεχίστε να τυλίγετε μέχρι το τέλος του ελαστικού και στερεώστε τους λευκούς γάντζους κάτω από την ετικέτα στο πορτοκαλί ύφασμα.
4. Σημειώστε τον χρόνο εφαρμογής στο χώρο που προβλέπεται στην ετικέτα, εάν αυτό κρίνεται χρήσιμο. (Το περιτύλιγμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό της αιμορραγίας, όπως με κάθε ελαστικό επίδεσμο πίεσης.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

RESCUE ESSENTIALS

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:

Ο Slishman Traction Splint προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας με σκοπό την σταθεροποίηση και την έλξη καταγμάτων μηριαίου οστού. Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως απλός νάρθηκας για κάθε κάταγμα, τράβηγμα ή διάστρεμμα άκρου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Ο Slishman Traction Splint μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικός νάρθηκας για την συμβολή της ακινητοποίησης οποιουδήποτε τραυματισμού. Η έλξη μπορεί να εξεταστεί για λύση σε κατάγματα ισχίου, λεκάνης ή βραχιονίου οστού, εάν μια δοκιμή εφελκυσμού του σχοινιού έλξης παρέχει άμεση ανακούφιση από τον πόνο ή επιστροφή της μονιμοποίησης μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Επίσης, η έλξη θα πρέπει να αποφεύγεται για αδρά ανοικτά και μολυσμένα κατάγματα, όπου η έλξη ενδέχεται να προκαλέσει την εισχώρηση μολυσματικών ουσιών στο σώμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το παρόν προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στην Tri-Tech Forensics και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Μετά από κάθε χρήση, ο Slishman Traction Splint θα πρέπει να επιθεωρείται προκειμένου να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση λειτουργίας του. Ο νάρθηκας πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά με νερό κι απολυμαντικό και στη συνέχεια να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί. Εάν ο νάρθηκας έρθει σε επαφή με τοξίνες όπως οργανοφωσφορικές ενώσεις, ραδιενεργά υλικά ή υπερβολικά σωματικά υγρά, τότε θα πρέπει να απορρίπτεται όπως κρίνεται κατάλληλο για επικίνδυνα υλικά ή βιολογικά απόβλητα. Εάν μπορεί να πλυθεί και να εξυγιανθεί, τότε επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίησή του. Να μην χρησιμοποιείται η χλωρίνη. Να μην αφαιρείτε ή χαλαρώνετε ιμάντες για τον καθαρισμό. Η χρήση ζεστού νερού για τον καθαρισμό του εξωτερικού ιμάντα του σωλήνα από νεοπρένε πρέπει να αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση ή αποκόλληση. Αντ' αυτού, σκουπίστε τον ιμάντα σχολαστικά χρησιμοποιώντας απολυμαντικά μαντηλάκια. Το STS θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προϊόν μίας χρήσης εάν έχει μολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, εάν ο καθαρισμός του απαιτεί υπερβολική προσπάθεια ή εάν το προϊόν ή οποιοδήποτε από τους μηχανισμούς του έχει υποστεί βλάβη με τη χρήση. Η Rescue Essentials θα αντικαταστήσει κάθε Slishman Traction Splint που χρησιμοποιείται για επιμορφωτικούς λόγους που υφίσταται φθορά ή θραύση εξαιτίας της συνεχούς χρήσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ STS GENERATION 2



Κατασκευάζεται από την Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials 3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ΗΠΑ

REF #10-5000



NSN σε εκκρεμότητα

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ: 10,517,750 και 11,324,624



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Οι Κάτω Χώρες
(Ολλανδία)

MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	UDI	Αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων	EC REP	Εξουσιοδοτημένος ευρωπαϊκός αντιπαραγωγέας	SN	Σειριακός αριθμός		Μητροπολιτική κατασκευή
	Δεν κατασκευάζεται από καπν ή φυσικούς καουτσούκ		Κατασκευαστής		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	LOT	Αριθμός παρτίδας		