

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

RESCUE ESSENTIALS

*Gyermekek vagy olyan felnőttek esetében, akiknek egyidejűleg alsó végtag sérülése van, hagyja ki ezt a lépést.



1. Az 1,5 m-nél (5 láb) magasabb betegek esetében húzza ki az ezüstsínű középső csövet a fekete külső csőből, amíg a rugós gomb be nem ugrik a középső vagy a proximális lyukba.



4. Gyengéden húzza meg a húzószinórt, amíg a fájdalom nem enyhül.



7. A sérült végtagot stabilizálja*, és a beteg kényelme érdekében párnázza ki.



2. Illesszen a bokára szorosan egy neoprén külső csőpántot. Egyidejű alsóvégtag-sérülés esetén a pántot a vádli vagy a térdkalács proximális részénél kell alkalmazni.



5. Lefelé húzva rögzítse a zsinórt a belső cső tetején lévő V-alakú bevágásban.



8. Figyelje a beteg vérkeringést, az érzését és a motoros funkciókat (CSM), és szükség szerint módosítsa a sín rögzítést.



3. Helyezze fel a piros ágyékszíjat, és állítsa be úgy, hogy a comb felső része körül szorosan illeszkedjen.



6. Rögzítse a húzószinór laza végét úgy, hogy egyszer körbetekeri a zsinórrögzítő mindkét szárnyán.



Megjegyzés: Alacsonyabb betegek vagy kisgyermekes esetében a jobb illeszkedés érdekében szükség esetén hosszabbítsa meg az ágyékszíjat.

*A stabilizálás számos eszközzel elvégezhető, beleértve a párnákat, a takarókat, a háttámlapántokat, a vákuumsíneket, az alakítható vagy a fix síneket. A mellékelt Slishman Pressure Wrap húzósinál a következő módon helyezve biztosítja, hogy az adott végtag ne tudjon elfordulni:

1. A rugalmas kötszert tekerje körbe az egyik lábfejen. A huroknak nem kell szorosnak lennie.
2. Tekerje körbe a kötszert a másik lábfejen úgy, hogy a két láb egymás mellett legyen, így biztosítva, hogy azok ne fordulhassanak el. Feltekerés közben a fehér horgokat erősítse a narancssárga anyaghoz.
3. Folytassa a kötszer feltekerését annak végéig, majd a címke alatti fehér horgokat rögzítse a narancssárga anyaghoz.
4. Ha szükséges, írja fel az alkalmazás időpontját a címkére. (A kötszer rugalmas nyomókötésként vérzés csillapítására is használható.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

RESCUE ESSENTIALS

RENDELTETÉS:

A Slishman Traction Splint húzósínt egészségügyi szakemberek használják combcsonttörések stabilizálására és húzására. Az eszköz egyszerű sínként is használható bármely végtagtörés, ficam vagy rándulás esetén.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A Slishman Traction Splint alapsínként is használható bármilyen sérülés immobilizálására. Csípő-, medence- vagy felkarcsonttörés esetén megfontolható a húzás alkalmazása, ha a húzósinór próbahúzása azonnali fájdalomcsillapítást vagy a perfúzió helyreállítását eredményezi. Húzás nem alkalmazható olyan nyílt és szennyezett törések esetében, ahol a húzás következtében szennyeződések kerülhetnek a testbe.

MEGJEGYZÉS:

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a Tri-Tech Forensics vállalatnak, valamint a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK:

Minden egyes használat után ellenőrizni kell a Slishman Traction Splint húzósínt, hogy megbizonyosodjon annak megfelelő állapotáról. A sínt vízzel és fertőtlenítőszerrel alaposan meg kell tisztítani, majd tiszta ruhával letörölni. Ha a sín toxinokkal, például szerves foszfátokkal, radioaktív anyagokkal vagy túlzott mennyiségű testnedvvel kerül érintkezésbe, akkor a veszélyes anyagokra vagy biológiai hulladékokra vonatkozó eljárás szerint ártalmatlanítani kell. Ha a sín mosható és fertőtleníthető, akkor újra fel lehet használni. A tisztításhoz ne használjon fehérítőszert. Tisztítás céljából ne távolítsa el és ne lazítson meg pántokat. A neoprén külső csőpántot nem szabad forró vízzel tisztítani, ez az anyag zsugorodását vagy leválását okozhatja. Ehelyett fertőtlenítő törülközővel alaposan törölje át a pántot. Az STS húzósín ártalmatlaníthatónak tekinthető, ha erősen szennyezett, ha a tisztítása túlzott erőfeszítést igényel, vagy ha a használat során az eszköz vagy bármelyik része megrongálódott. A Rescue Essentials vállalat kicseréli az oktatáshoz használt Slishman Traction Splint húzósínt, amely a folyamatos használat miatt elkopik vagy megtörik.

STS GENERATION 2 RÉSZEI



Gyártó: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Hollandia

REF #10-5000

NSN függőben

USA-beli szabadalmak: 10 517 750 és 11 324 624



MD	Orvostechnikai eszköz	UDI	Egyedi eszközaazonosító	EC REP	Meghatalmazott európai képviselő	SN	Sorozatszám		Gyártás dátuma
LATEX	Nem tartalmaz természetes gumi latexet		Gyártó		Tanulmányozza a utasítások	LOT	Tételszám		