

# Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

## NOTKUNARLEIÐBEININGAR

RESCUE ESSENTIALS

\*Fyrir börn, eða fullorðna með samhliða áverka á neðri útlimum, skal sleppa þessu skrefi.



Gormatakki



Notkun fyrir kálfa

Notkun fyrir ökla



Festing fyrir náraól

1. Fyrir sjúklinga sem eru hærri en 1,5 m (5 ft) skal draga silfurlitaða miðrörið úr ytra rörinu þar til gormatakkinn festist í mið- eða nándargatinu.

2. Setjið ytri hólkur með neoprene ól þétt að ökla. Ef um er að ræða samhliða áverka á neðri útlimum skal leggja ól nálægt kálfa eða hnéskel.

3. Notið rauða náraól og stillið hana þangað til hún þrengist þétt að efra læri.



Togið í til strekkingar



V-hak



Lykkjuvængir

4. Dragið varlega í bandið til að strekkja þar til sársauka léttir.

5. Læsið bandinu á sínum stað með því að toga það niður í V-hakið efst á innra rörinu.

6. Festið lausa enda strekkingarband með því að vefja einu sinni utan um báða lykkjuvængina.



Slisshman Pressure wrap fyrir snúningsstöðugleika



Fylgjast með CSM

7. Náið stöðugleika\* og setjið hlíf á slasaða útliminn til þæginda.

8. Fylgist vel með blóðrás, skynjun og hreyfigetu (CSM) og stillið eftir þörfum.

**Athugið:** Fyrir lægri sjúklinga eða ung börn skal lengja náraólina ef þörf krefur til þess að hún passi betur.



Notkun við barnalækningar

\*Ná má stöðugleika með mörgum hlutum, þar á meðal púðum, teppum, bakfjöllum, lofttæmandi spelkum, sveigjanlegum spelkum eða kassaspelkum. Slisshman Pressure Wrap fylgir með til að hjálpa til með snúningsstöðugleika með því að fara eftir eftirfarandi skrefum:

1. Snarið annan hvorn fótinn með lykkjunni á teygjubandinu. Lykkjan þarf ekki að vera þröng.
2. Vefjið utan um gagnstæða fótinn þannig að fæturnir tveir séu aðliggjandi og tryggið þannig snúningsstöðugleika. Þegar þú vefur skaltu festa hvítu krókana við appelsínugula efnið.
3. Haldið áfram að vefja til enda teygjunnar og festið hvítu krókana undir miðanum við appelsínugula efnið.
4. Ef við á skaltu skrifa notkunartímann í viðeigandi svæði á miðanum. (Einnig er hægt að nota umbúðir til að takmarka blæðingar eins og með hvaða teygjanlegu þrýstingsbindi sem er.)



# Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

## NOTKUNARLEIÐBEININGAR

RESCUE ESSENTIALS

### FYRIRHUGAÐUR TILGANGUR:

Slishman Traction Splint er ætlað til notkunar af heilbrigðisstarfsfólki til að koma á stöðugleika og gripi á lærleggsbrotum. Búnaðinn er einnig hægt að nota sem einfalda spelku fyrir hvers kyns beinbrot, áreynslu eða tagnun útlima.

### VIÐVARANIR:

Hægt er að nota Slishman Traction Splint sem grunnspelku fyrir hvers kyns meiðsli. Íhuga má strekkingu fyrir mjaðmar-, mjaðmagrindar- eða upphandleggsbrot ef prufutog á strekkingarbandi veitir tafarlausa verkjastillingu eða endurkomu gegnflæðis. Einnig ætti að forðast strekkingu á grófu, opnu og óhreinu beinbroti þar sem strekking getur átt á hættu að draga aðskotaefni inn í líkamann.

### VIÐVÖRUN:

Öll alvarleg atvik sem hafa átt sér stað í tengslum við þetta tæki ætti að tilkynna til Tri-Tech Forensics og lögbærra yfirvalda í aðildarríkinu þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu.

### HREINSUNARLEIÐBEININGAR:

Eftir hverja notkun ætti að skoða Slishman Traction Splint til að tryggja að hún sé enn í góðu ásigkomulagi. Spelkuna skal hreinsa vandlega með því að þvo með vatni og sótthreinsiefni og þurrka síðan af með hreinni tusku. Ef spelkan kemst í snertingu við eitrefni eins og lífræn fosföt, geislavirk efni eða óhóflega líkamsvessa skal farga henni eins og þykir viðeigandi fyrir hættuleg efni eða líffræðilegan úrgang. Ef hægt er að þvo hana og sótthreinsa er endurnotkun ásættanleg. Ekki nota bleikiefni. Ekki fjarlægja eða losa neinar ólar til að þrifa. Ekki ætti að þrifa ytri hólkur með neoprene ól með heitu vatni. Það getur valdið rýrnun eða þynnumyndun. Í staðinn skaltu þurrka ólina vandlega með því að nota sótthreinsandi þurrku. STS ætti að teljast einnota ef hún er mjög óhrein, ef hreinsun krefst mikillar áreynslu eða ef tækið eða eitthvað af búnaði þess skemmdist við notkun. Rescue Essentials mun skipta út Slishman Traction Splint sem notuð er við þjálfun og sem verður fyrir sliti eða broti vegna stöðugar notkunar.

## ÍHLUTIR STS GENERATION 2



Framleitt af Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451,  
Bandaríkjunum

REF #10-5000

NSN í bið

Bandarísk einkaleyfi: 10.517.750 og 11.324.624



MedEnvoy Global B.V.

Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, Hollandi

|       |                                                 |     |                            |        |                                   |     |           |  |                  |
|-------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------|--------|-----------------------------------|-----|-----------|--|------------------|
| MD    | Lækningatæki                                    | UDI | Einkvæmt<br>auðkenni tækis | EC REP | Viðurkenndur<br>fulltrúi í Evrópu | SN  | Raðnúmer  |  | Framleiðsludagur |
| LATEX | Ekki búið til<br>með náttúrulegu<br>gúmmilátexi |     | Framleiðandi               |        | Lesið not-<br>kunarleiddbeiningar | LOT | Lotunúmer |  |                  |

03-1066

North Carolina USA 910-830-0286



info@rescue-essentials.com