

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

ISTRUZIONI PER L'USO

RESCUE ESSENTIALS

*Per i bambini o per gli adulti con concomitante lesione degli arti inferiori, si prega di saltare questo passaggio.



1. Per i pazienti più alti di 5 ft (1,5 m) tirare la leva centrale in argento partendo dalla leva esterna di colore nero finché il pulsante a molla non si aggancia al foro centrale o prossimale.



4. Tirare delicatamente la corda di trazione fino ad alleviare il dolore.



7. Stabilizzare* e immobilizzare l'arto ferito garantendo il comfort.



Applicazione alla caviglia

2. Applicare saldamente la cinghia con leva esterna in neoprene alla caviglia. In caso di lesioni concomitanti agli arti inferiori applicare una cinghia prossimale al polpaccio o alla rotula.



5. Bloccare il cavo in posizione tirandolo verso il basso nella tacca a V posizionata nella parte superiore della camera d'aria.



3. Applicare la cinghia inguinale di colore rosso, regolandola finché non risulta aderente attorno alla parte superiore della coscia.



6. Fissare l'estremità libera della corda di trazione avvolgendola una volta attorno a entrambe le alette avvolgifilo.



8. Monitorare attentamente la circolazione, la sensazione e la funzione motoria (CSM) e apportare le dovute modifiche.



Nota: Se necessario, per i pazienti di bassa statura o i bambini piccoli allungare la cinghia inguinale per una migliore vestibilità.

*La stabilizzazione può essere ottenuta con molti articoli, ivi compresi i cuscini, le coperte, le cinghie dello zaino, le stecche di aspirazione, le stecche malleabili o le stecche di trazione. **Slishman Pressure Wrap** viene inclusa per migliorare la stabilità rotazionale eseguendo i seguenti passaggi:

1. Agganciare entrambi i piedi all'anello della fascia elastica. Non è necessario che l'anello venga stretto.
2. Avvolgere la fascia attorno al piede opposto in modo tale che i due piedi siano adiacenti e fornendo così stabilità rotazionale. Durante l'avvolgimento fissare i ganci bianchi al tessuto arancione.
3. Continuare ad avvolgere fino alla fine dell'elastico e fissare i ganci bianchi posti sotto l'etichetta al tessuto arancione.
4. Indicare il tempo di applicazione nello spazio previsto sull'etichetta qualora ciò sia utile. (La fasciatura può essere utilizzata anche per limitare il sanguinamento come avviene con qualsiasi benda elastica compressiva.)



SCAN ME

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

ISTRUZIONI PER L'USO

RESCUE ESSENTIALS

SCOPO PREVISTO:

Slishman Traction Splint è destinato all'uso di professionisti del settore sanitario per la stabilizzazione e la trazione del femore fratturato. Il dispositivo può essere utilizzato anche come stecca semplice per qualsiasi frattura, stiramento o distorsione delle estremità.

AVVERTENZE:

Slishman Traction Splint può essere utilizzato per immobilizzare eventuali lesioni come una stecca standard. La trazione può essere presa in considerazione per le fratture dell'anca, del bacino o dell'omero nel caso in cui una trazione di prova della corda di trazione fornisca un immediato sollievo dal dolore o il ritorno venoso nella perfusione dell'organo. Inoltre, la trazione deve essere evitata in caso di fratture molto aperte e contaminate dove la trazione può rischiare di accumulare contaminanti nel corpo.

AVVISO:

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo dovrà essere segnalato a Tri-Tech Forensics e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è stabilito l'utente e/o il paziente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

Dopo ogni utilizzo Slishman Traction Splint deve essere ispezionato per assicurarsi che sia ancora in buone condizioni di funzionamento. La stecca deve essere pulita accuratamente lavandola con acqua e disinfettante e poi ripulita con uno straccio pulito. Se la stecca entra in contatto con tossine come gli organofosfati, materiale radioattivo o liquidi corporei eccessivi, dovrà essere smaltita come ritenuto appropriato per materiali pericolosi o rifiuti biologici. Se può essere lavata e igienizzata, allora il riutilizzo è consentito. Non usare la candeggina. Non rimuovere o allentare le cinghie per la pulizia. La cinghia con leva esterna in neoprene non deve essere pulita con acqua calda poiché può causare restringimento o delaminazione. Pulire invece accuratamente la cinghia con salviette disinfettanti. STS deve essere considerato come un prodotto usa e getta se è notevolmente contaminato, se la pulizia richiede uno sforzo eccessivo o se il dispositivo o uno qualsiasi dei suoi meccanismi siano stati danneggiati dall'uso. Rescue Essentials sostituirà qualsiasi Slishman Traction Splint usato per la formazione che subisca usura o rotture a causa dell'uso prolungato.

STS GENERATION 2 COMPONENTI



Prodotto da Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Paesi Bassi

REF #10-5000

NSN in attesa

Brevetti USA: 10,517,750 e 11,324,624



MD	Dispositivo medico	UDI	Identificazione unica del dispositivo	EC REP	Rappresentante Autorizzato Europeo	SN	Numero di serie		Data di produzione
	Prodotto realizzato senza l'utilizzo di lattice di gomma naturale		Produttore		Consultare le Istruzioni per l'uso	LOT	Numero di lotto		

03-1067

North Carolina USA 910-830-0286



info@rescue-essentials.com