

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

RESCUE ESSENTIALS

*Bērniem vai pieaugušajiem ar vienlaicīgu apakšējo ekstremitāšu traumu izlaidiet šo soli.



1. Pacientiem, kas garāki par 5 ft (1,5 m), velciet sudraba krāsas vidējo cauruli no melnās ārējās caurules, līdz atsperes poga nofiksējas vidējā vai proksimālajā caurumā.



2. Stingri piestipriniet neoprēna ārējās caurules siksnu pie potītes. Vienlaicīgas apakšējo ekstremitāšu traumas gadījumā uzlieciet siksnu proksimāli ikrū muskulim vai ceļa skriemelim.



3. Uzlieciet sarkano cirkšņa siksnu, pielāgojot, līdz tā cieši pieguļ augšstilba augšdaļai.



4. Uzmanīgi pavelciet auklu, lai nodrošinātu saķeri, līdz sāpes samazinās.



5. Nofiksējiet auklu vietā, velkot uz leju V veida ierobā iekšējās caurules augšpusē.



6. Nostipriniet vaļīgo vilkšanas auklas galu, vienreiz aptinot to ap abiem skavas spārnēm.



7. Stabilizējiet* un polsterējiet ievainoto ekstremitāti, lai nodrošinātu komfortu.



8. Rūpīgi pārbaugiet cirkulāciju, sajūtu un motorisko funkciju (CSM) un pielāgojiet, ja nepieciešams.



Piezīme: Išaķiem pacientiem vai maziem bērniem, ja nepieciešams, pagariniet cirkšņa siksnu, lai tā labāk piegultu.

*Stabilizāciju var veikt ar daudziem elementiem, tostarp spilveniem, segām, aizmugures siksnām, vakuuma šinām, veidojamām šinām vai kārbas veida šinām. **Sliselman Pressure Wrap** ir iekļauts, lai palīdzētu nodrošināt rotācijas stabilitāti, veicot šādas darbības:

1. Aptiniet attiecīgo pēdu ar elastīgās saites cilpu. Cilpai nav jābūt cieši pievilktai.
2. Aptiniet ap otru pēdu tā, lai abas pēdas būtu blakus, tādējādi nodrošinot rotācijas stabilitāti. Aptīšanas laikā piestipriniet baltos ākus pie oranžā auduma.
3. Turpiniet ietīšanu līdz elastīgās daļas galam un nostipriniet baltos ākus zem etiķetes pie oranžā auduma.
4. Ja uzskatāt, ka tas ir noderīgi, ierakstiet uzlikšanas laiku uz etiķetes tam paredzētajā vietā. (Asināšanas ierobežošanai var izmantot arī pārsēju, piemēram, jebkuru elastīgu spiedošu saiti.)



SCAN ME

Slushman Traction Splint (STS) - Generation 2

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

RESCUE ESSENTIALS

PAREDZĒTAIS MĒRĶIS:

Slushman Traction Splint ir paredzēta lietošanai veselības aprūpes speciālistiem, lai stabilizētu un vilktu augšstilba kaula lūzumus. Ierīci var izmantot arī kā vienkāršu šinu jebkura ekstremitāšu lūzuma, sastiepuma vai traumas gadījumā.

BRĪDINĀJUMI:

Slushman Traction Splint var izmantot kā pamata šinu, lai palīdzētu imobilizēt jebkuru traumu. Gūžas, iegurņa vai pleca kaula lūzumu gadījumā var apsvērt vilkšanu, ja vilkšanas auklas testa vilkšana nodrošina tūlītēju sāpju mazināšanu vai perfūzijas atjaunošanos. Jāizvairās arī no vilkšanas ļoti atvērtu un piesārņotu lūzumu gadījumā, kur vilkšana var izraisīt piesārņotāju ievilkšanu ķermenī.

PIEZĪME:

Par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, jāziņo Tri-Tech Forensics un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

TĪRĪŠANAS INSTRUKCIJAS:

Pēc katras lietošanas reizes Slushman Traction Splint ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tā joprojām ir labā darba stāvoklī. Šina ir rūpīgi jānotīra, mazgājot ar ūdeni un dezinfekcijas līdzekli un pēc tam noslaukot ar tīru drānu. Ja šina nonāk saskarē ar toksīniem, piemēram, organofosfātiem, radioaktīviem materiāliem vai pārmērīgiem ķermeņa šķidrumu daudzumiem, tā ir jāutilizē bīstamiem materiāliem vai bioloģiskajiem atkritumiem piemērotā veidā. Ja to var nomazgāt un dezinficēt, atkārtota izmantošana ir pieņemama. Nelietojiet balinātāju. Nenoņemiet un neatbrīvojiet siksnas, lai veiktu tīrīšanu. Neoprēna ārējās caurules siksnu nedrīkst tīrīt ar karstu ūdeni, jo tas var izraisīt saraušanos vai atslāņošanās. Tā vietā rūpīgi noslaukiet siksnu, izmantojot dezinfekcijas salvetes. STS jāuzskata par vienreiz lietojamu, ja tā ir smagi piesārņota un tās tīrīšanai nepieciešama pārmērīga piepūle vai ja ierīce vai kāds no tās mehānismiem tika bojāts lietošanas laikā. Rescue Essentials aizstāj visas Slushman Traction Splint, kas tiek izmantotas apmācībām un kuras ir nolietotāju vai salūzušas nepārtrauktas lietošanas rezultātā.

STS GENERATION 2 SASTĀVDAĻAS



Ražotājs Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 ASV



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, Nīderlande

REF #10-5000

Gaida NSN

ASV patenti: 10,517,750 un 11,324,624



MD	Medicīniska ierīce	UDI	Unikālais ierīces identifikators	EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropā	SN	Sērijas numurs		Izgatavošanas datums
LATEX	Nesatur dabīgā kaučuka lateksu		Ražotājs		Skatiet lietošanas instrukcijas	LOT	Partijas numurs		

