

Slishman Traction Splint (STS)-Generation 2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

RESCUE ESSENTIALS

*Ten krok należy pominąć w przypadku dzieci lub osób dorosłych ze współistniejącymi urazami kończyn dolnych.



1. W przypadku pacjentów o wzroście powyżej 1,5 m (5 stóp) należy odciągnąć srebrną rurkę środkową od czarnej rurki zewnętrznej, aż przycisk sprężynowy zatrzaśnie się w otworze środkowym lub proksymalnym.



2. Mocno przymocuj pasek z neoprenową rurką zewnętrzną do kostki. W przypadku współistniejącego urazu kończyny dolnej umieść pasek proksymalnie do łydki lub rzepki.



3. Załóż czerwony pasek pachwinowy, dopasowując go do górnej części uda.



4. Delikatnie pociągnij za linkę, aż ból ustąpi.



5. Zablokuj linkę na swoim miejscu, ją w dół do wycięcia w kształcie litery V na górze rurki wewnętrznej.



6. Zabezpiecz luźny koniec linki trakcyjnej, owijając go wokół obu skrzydełek zacisku.



7. Ustabilizuj* i usztywnij kontuzjowaną kończynę, aby zapewnić komfort.



8. Dokładnie monitoruj krążenie, czucie i funkcje motoryczne (CSM) oraz wprowadzaj korekty w razie potrzeby.



Uwaga: W przypadku niższych pacjentów lub małych dzieci należy w razie potrzeby wydłużyć pasek pachwinowy w celu jego lepszego dopasowania.

*Stabilizację można osiągnąć przy pomocy wielu przedmiotów, w tym poduszek, koców, pasów do deski ortopedycznej, szyn próżniowych lub szyn formowanych albo skrzynkowych. Do zestawu dołączona została taśma elastyczna Slisman Pressure Wrap, która dzięki zastosowaniu następujących kroków pomaga w utrzymaniu stabilności rotacyjnej:

1. Opasaj stopę pętlą z elastycznej taśmy. Pętla nie musi być ciasna.
2. Owiń ją wokół przeciwległej stopy w taki sposób, aby obie stopy przylegały do siebie, zapewniając w ten sposób stabilność rotacyjną. Podczas owijania przymocuj białe haczyki do pomarańczowego materiału.
3. Kontynuuj owijanie do końca gumki i przymocuj białe haczyki pod etykietą do pomarańczowego materiału.
4. Jeśli uznasz to za istotne, wpisz czas założenia opatrunku w przeznaczonym do tego miejscu na etykiecie. (Taśma może być również stosowana w celu ograniczenia krwawienia, tak jak w przypadku każdego elastycznego bandaży uciskowego).



ZESKANUJ MNIE

Slushman Traction Splint (STS)-Generation 2

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

RESCUE ESSENTIALS

PRZEZNACZENIE:

Produkt Slushman Traction Splint jest przeznaczony do stosowania przez pracowników służby zdrowia w celu stabilizacji i trakcji złamanych kości udowych. Wyrób można również stosować jako szynę w przypadku złamania, nadwyrężenia lub skręcenia kończyny.

OSTRZEŻENIA:

Produkt Slushman Traction Splint można stosować jako szynę uniwersalną w celu unieruchomienia każdego urazu. Zastosowanie trakcji można brać pod uwagę w przypadku złamań biodra, miednicy lub kości ramiennej, jeśli próbną pociągnięcie za linkę trakcyjną zapewnia natychmiastową ulgę w bólu lub przywrócenie perfuzji. Ponadto, należy unikać stosowania trakcji w przypadku całkowicie otwartych i zanieczyszczonych złamań, przy których trakcja może wiązać się z ryzykiem przedostania się zanieczyszczeń do organizmu.

UWAGA:

Wszelkie poważne incydenty związane z tym wyrobem należy zgłaszać firmie Tri-Tech Forensics i właściwemu organowi państwa członkowskiego, którego obywatelem jest użytkownik i/lub pacjent.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA:

Po każdym użyciu produktu Slushman Traction Splint należy sprawdzić, czy nadal znajduje się on w dobrym stanie. Szynę należy dokładnie wyczyścić poprzez umycie wodą i środkiem dezynfekującym, a następnie wytrzeć czystą ściereczką. W przypadku kontaktu szyny z toksynami, takimi jak związki fosforoorganiczne, materiały radioaktywne lub nadmiar płynów ustrojowych, należy ją zutylizować w sposób odpowiedni dla materiałów niebezpiecznych lub odpadów biologicznych. Ponowne użycie szyny jest dopuszczalne, pod warunkiem, że możliwe jest jej umycie i zdezynfekowanie. Nie używać wybielacza. Nie zdejmować ani nie poluzowywać żadnych pasków w celu ich wyczyszczenia. Nie należy myć paska z neoprenową rurką zewnętrzną gorącą wodą, ponieważ może to spowodować jego skurczenie się lub rozwarstwienie. Zamiast tego należy dokładnie przetrzeć pasek chusteczkami dezynfekującymi. System STS należy uznać za nadający się do utylizacji, jeśli zostanie w znacznym stopniu zanieczyszczony, jego czyszczenie wymagałoby nadmiernego wysiłku lub jeśli sam wyrób lub którykolwiek z jego mechanizmów ulegną uszkodzeniu podczas użytkowania. Firma Rescue Essentials wymieni każdy produkt Slushman Traction Splint używany w celach szkoleniowych, który ulegnie zużyciu lub złamaniu w wyniku ciągłego użytkowania.

KOMPONENTY SYSTEMU STS GENERATION 2



Producent: Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague, The Netherlands

REF #10-5000

NSN Pending

Patenty USA: 10.517.750 i 11.324.624



MD	Wyrób medyczny	UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu	EC REP	Autoryzowany przedstawiciel w Europie	SN	Numer seryjny		Data produkcji
LATEX	Nie wyprodukowano z lateksu naturalnego		Producent		Należy zapoznać się z instrukcją obsługi	LOT	Numer partii		