

# Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**RESCUE ESSENTIALS**

\*Para crianças ou adultos com lesões concomitantes nos membros inferiores, ignorar este passo.



1. Para doentes com altura superior a 1,5 m (5 ft), puxe o tubo central prateado do tubo exterior preto até que o botão de mola encaixe no orifício central ou proximal..



3. Aplicar a precinta vermelha da virilha, ajustando-a até ficar bem justa na parte superior da coxa.



4. Puxar suavemente o cordão de tração, até que a dor seja aliviada.



5. Bloquear o cordão no lugar, puxando-o para baixo e encaixando-o no entalhe em V no topo do tubo interior.



6. Fixar a ponta solta do cordão de tração enrolando-o uma vez à volta das duas aletas de retenção.



7. Estabilizar\* e acolchoar o membro lesionado para maior conforto.



8. Monitorizar de perto a função de circulação, sensorial e motora (CSM) e ajustar conforme necessário.



**Nota:** para doentes mais baixos ou crianças, alargar a precinta da virilha, se necessário, para um melhor ajuste.

\*A estabilização pode ser feita com muitos itens, incluindo almofadas, cobertores, precintas de prancha, talas de vácuo, talas maleáveis ou talas de caixa. O Slishman Pressure Wrap está incluído para ajudar na estabilidade rotacional seguindo os passos abaixo:

1. Laçar um dos pés com o laço do envoltório de elástico. O laço não precisa de estar apertado.
2. Enrolar à volta do outro pé de modo a que os dois pés fiquem juntos, proporcionando assim estabilidade rotacional. À medida que for enrolando, prender os ganchos brancos ao tecido cor de laranja.
3. Continuar a enrolar até ao fim do elástico e prender os ganchos brancos, por baixo da etiqueta, ao tecido cor de laranja.
4. Escrever o tempo de aplicação no espaço fornecido na etiqueta, se achar que isso é útil. (O envoltório também pode ser utilizado para limitar a hemorragia, como qualquer ligadura elástica de pressão.)



**SCAN ME**

# Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

RESCUE ESSENTIALS

### FINALIDADE PREVISTA:

O Slishman Traction Splint destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde para a estabilização e tração de fêmures fraturados. O dispositivo também pode ser utilizado como uma tala simples para qualquer fratura, distensão ou entorse dos membros.

### ADVERTÊNCIAS:

O dispositivo Slishman Traction Splint pode ser utilizado para ajudar a imobilizar qualquer lesão como tala básica. A tração pode ser considerada para fraturas da anca, da pélvis ou do úmero, se uma tração de teste do cordão de tração proporcionar um alívio imediato da dor ou o retorno da perfusão. Além disso, a tração deve ser evitada no caso de fraturas muito abertas e contaminadas, em que a tração pode implicar o risco de introdução de contaminantes no corpo.

### ATENÇÃO:

Qualquer incidente grave relacionado com este dispositivo deve ser comunicado à Tri-Tech Forensics e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o doente está estabelecido.

### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Após cada utilização, o dispositivo Slishman Traction Splint deve ser inspecionado para assegurar que continua em boas condições de funcionamento. A tala deve ser muito bem limpa, lavando-a com água e desinfetante, devendo depois ser seca com um pano limpo. Se a tala entrar em contacto com toxinas como organofosforados, material radioativo ou fluidos corporais em excesso, deve ser eliminada da forma considerada adequada para materiais perigosos ou resíduos biológicos. Se puder ser lavada e higienizada, a sua reutilização é aceitável. Não utilizar lixívia. Não retirar nem soltar quaisquer precintas para limpeza. A precinta de neopreno do tubo exterior não deve ser limpa com água quente porque pode provocar o seu encolhimento ou delaminação. Em vez disso, limpe bem a precinta com toalhetes desinfetantes. O STS deve ser considerado descartável se estiver muito contaminado, se a limpeza exigir um esforço excessivo ou se o dispositivo ou qualquer um dos seus mecanismos tiver sido danificado durante a utilização. A Rescue Essentials substituirá qualquer dispositivo Slishman Traction Splint utilizado para formação que sofra desgaste ou quebra devido a utilização contínua.

## COMPONENTES DO STS GENERATION 2



Fabricado por Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials,  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 EUA



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, Países Baixos

REF #10-5000

NSN Pendente

Patentes nos E.U.A.: 10,517,750 e 11,324,624



|       |   |     |                                    |        |                                       |     |                 |  |                 |
|-------|---|-----|------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|-----------------|--|-----------------|
| MD    | Dispositivo médico                          | UDI | Identificador único do dispositivo | EC REP | Representante autorizado na Europa    | SN  | Número de série |  | Data de fabrico |
| LATEX | Não fabricado com látex de borracha natural |     | Fabricante                         |        | Consultar as instruções de utilização | LOT | Número de lote  |  |                 |