

Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

NÁVOD NA POUŽITIE

RESCUE ESSENTIALS

*U detí a dospelých so súbežným zranením dolných končatín tento krok preskočte.



1. U pacientov vyšších než 1,5 m (5ft) vytiahnite strednú striebornú tyč z vonkajšej čiernej tyče, kým poistná západka nezapadne do stredného alebo proximálneho otvoru.



4. Opatrne ťahajte a napínajte lanko, kým bolesť neustúpi.



7. Kvôli pohodliu zranenú končatinu zastabilizujte* a omotajte.



2. Neoprénový popruh vonkajšej tyče pevne pripevnite na členok. V prípade súbežného zranenia dolnej končatiny aplikujte popruh nad lýtko alebo koleno.



5. Lanko zaistíte zatiahnutím do V-zárezu navrchu vnútornej tyče.



3. Pripevnite červený bedrový popruh a nastavte ho, až kým nebude pevne obopínať hornú časť stehna.



6. Voľný koniec trakčného lanka upevnite tak, že ho raz omotáte okolo oboch strán úchytky.



8. Sledujte prúdenie krvi, citlivosť a motorickú funkciu (CSM) a podľa potreby upravte.



Poznámka: U nižších pacientov a malých deťoch, v prípade potreby bedrový popruh predĺžte, aby lepšie sedel.

*Zastabilizovanie je možné vykonať pomocou mnohých predmetov, ako sú vankúše, prikrývky, popruhy na zaistenie chrbtice, vákuové dlahy, tvarovateľné dlahy a nosidlóve dlahy. Vo výbave je aj popruh Slisman Pressure Wrap, ktorý slúži na zaistenie rotačnej stability pomocou nasledujúcich krokov:

1. Oviňte ktorúkoľvek nohu elastickým popruhom. Slučka nemusí byť tesná.
2. Opačnú nohu omotajte tak, aby boli obe nohy vedľa seba, čím sa zabezpečí rotačná stabilita. Počas omotávania zastoknite biele háčiky do oranžovej látky..
3. Pokračujte v omotávaní až do konca elastického popruhu a biele háčiky zastoknite do oranžovej látky pod štítkom.
4. V prípade potreby si čas aplikácie zapíšte na na to určené miesto na štítku. (Popruh sa dá použiť aj na obmedzenie krvácania, ako pri bežnom elastickom tlakovom obvaze.)



Slishman Traction Splint (STS) - Generation 2

NÁVOD NA POUŽITIE

RESCUE ESSENTIALS

ÚČEL POUŽITIA:

Slishman Traction Splint je trakčná dlahu určená na používanie zdravotníkmi na stabilizáciu a trakciu zlomených stehenných kostí. Zdravotnícku pomôcku možno použiť aj ako jednoduchú dlahu na bežnú zlomeninu končatiny, natiehanie alebo vyvrtnutie.

POZOR:

Trakčnú dlahu Slishman Traction Splint je možné používať na znehybnenie bežného zranenia ako základnú dlahu. Pri zlomenine bedra, panvy alebo ramennej kosti sa môže zväziť trakcia, ak skúšobné potiahnutie trakčného lanka poskytuje okamžitú úľavu od bolesti alebo obnovenie perfúzie. Trakciu je potrebné zabrániť aj pri výrazne otvorených a kontaminovaných zlomeninách, kde sa pri trakcii môže riskovať vniknutie kontaminantov do tela.

POZNÁMKA:

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytne v súvislosti s touto pomôckou je potrebné nahlásiť spoločnosti Tri-Tech Forensics a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ a/alebo pacient sídlo.

NÁVOD NA ČISTENIE:

Trakčnú dlahu Slishman Traction Splint je po každom použití potrebné skontrolovať, aby ste sa uistili, či je stále v dobrom prevádzkovom stave. Dlahu je potrebné dôkladne očistiť umytím vodou a dezinfekčným prostriedkom a potom utrieť čistou handričkou. Ak sa dlahu dostane do kontaktu s toxínmi ako sú organofosfáty, rádioaktívny materiál alebo nadmerné telesné tekutiny, potom sa musí zlikvidovať tak, ako to platí pre nebezpečné látky alebo biologický odpad. Ak sa dá umyť a dezinfikovať, opätovné použitie je prijateľné. Nepoužívajte bielidlo. Pri čistení neodstraňujte ani neuvolňujte žiadne popruhy. Neoprénový popruh vonkajšej tyče nečistite horúcou vodou, mohla by spôsobiť zranenie alebo oddelenie vrstiev. Namiesto toho popruh dôkladne poutierajte dezinfekčnými obrúskami. STS je potrebné považovať za jednorazovú, ak je silne kontaminovaná, ak si čistenie vyžaduje nadmerné úsilie alebo ak sa pomôcka alebo niektorý z jej mechanizmov pri používaní poškodí. Rescue Essentials nahradí každú trakčnú dlahu Slishman Traction Splint používanú na učenie sa, ktorá sa opotrebuje alebo zlomí v dôsledku nepretržitého používania.

KOMPONENTY STS GENERATION 2



Vyrába Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123
2595AM The Hague Holandsko

REF #10-5000

Čaká sa na priradenie NSN

Patenty USA: 10 517 750 a 11 324 624



MD	Zdravotnícka pomôcka	UDI	Jedinečný identifikátor pomôcky	EC REP	Autorizovaný európsky zástupca	SN	Výrobné číslo		Dátum výroby
LATEX	Produkt neobsahuje prírodný kaučuk		Výrobca		Prečítajte si návod na použitie	LOT	Číslo šarže		